# ニッケル水酸化物ナノシート 固定電極によるグルコース酸化の検討

# 令和 4 年度 徳島大学理工学部

理工学科 応用化学システムコース 物質機能化学講座 松山 晃大

# 目次

1.	緒言	·	5
2.	使用	試薬・装置	6
	2.1.	使用試薬	6
	2.2.	使用装置	6
	2.3.	測定装置	7
3.	実験	操作	8
	3.1.	塩基性酢酸ニッケルの合成	8
	3.1.1	1. 220415Ni_OH_OAc	9
	3.1.2	2. 220906Ni_OH_OAc	9
	3.1.3	3. 220914Ni_OH_OAc	10
	3.1.4	4. 221003Ni_OH_OAc	10
	3.1.5	5. 221006Ni_OH_OAc	11
	3.1.6	6. 221128Ni_OH_OAc	12
	3.1.7	7. 221219Ni_OH_OAc	12
	3.1.8	3. 221222Ni_OH_OAc	13
	3.1.9	9. 230109Ni_OH_OAc	14
	3.2.	イオン交換	15
	3.2.1	1. 220415Ni_OH_DS	16
	3.2.2	2. 220906Ni_OH_DS	16
	3.2.3	3. 220914Ni_OH_DS	16
	3.2.4	4. 221003Ni_OH_DS	17
	3.3.	分散液の作成	18
	3.4.	電極の作製 I (ケッチェンブラックと流動パラフィン)	19
	3.4.1	1. 220415CP_para5μL	19
	3.5.	サイクリックボルタンメトリー(CV)測定	19
	3.5.1	1. 220415CP_para5μL	19
	3.6.	電極の作製 II(キャスト)	20
	3.6.1	1. 220415Cast_1	20
	3.6.2	2. 220415Cast_2	20
	3.7.	サイクリックボルタンメトリー(CV)測定	20
	3.7.1	I. 220415Cast_1_1 回目 CV 測定	20
	3.8.	クロノアンペロメトリー(CA)測定	21

3.8.1	. 220415Cast_1_2 回目 CA 測定	22
3.8.2	. 220415Cast_2 CA 測定	22
3.9.	電極の作製 III (ケッチェンブラックとセルロースナノファイバー)	23
3.9.2	. 220415CP_cell0.2g	23
3.9.3	. 220906CP_cell0.02g	24
3.9.4	. 220906CP_cell0.2g_1	24
3.9.5	. 220906CP_cell0.2g_2 & 220906CP_cell0.2g_3 & 220906CP_cell0.2g_4	24
3.9.6	. 220906CP_cell0.8g	25
3.9.7	. 220914CP_cell500μL	25
3.10.	サイクリックボルタンメトリー(CV)測定	25
3.10	1. 220906CP_cell0.2g_2_1 回目 CV 測定	25
3.10	2. 220914CP_cell500μL CV 測定	26
3.11.	クロノアンペロメトリー(CA)測定	26
3.11.	1. 220415CP_cell0.02g CA 測定	27
3.11.	2. 220415CP_cell0.2g_1 回目 CA 測定	28
3.11.	3. 220415CP_cell0.2g_2 回目 CA 測定	28
3.11.	4. 220415CP_cell0.2g_3 回目 CA 測定	29
3.11.	5. 220906CP_cell0.02g CA 測定	30
3.11.	6. 220906CP_cell0.2g_1 CA 測定	31
3.11.	7. 220906CP_cell0.2g_2_2 回目 CA 測定	31
3.11.	8. 220906CP_cell0.2g_3 CA 測定	32
3.11.	9. 220906CP_cell0.2g_4 CA 測定	33
3.11.	10. 220906CP_cell0.8g CA 測定	34
3.12.	電極の作製 Ⅲ (ケッチェンブラックとナフィオン)	35
3.12	1. 220906CP_naf5μL_1 & 220906CP_ naf5μL_2	35
3.12	2. 220906CP_naf5μL_3	35
3.12	3. 220906CP_naf10μL_1	35
3.12	4. 220906CP_naf10μL_2	36
3.12	5. 220906CP_naf15μL	36
3.12	_ ·	
3.13.	サイクリックボルタンメトリー(CV)測定	37
3.13	1. 220906CP_naf5μL_1 CV 測定	37
3.14.	クロノアンペロメトリー(CA)測定	38
3.14	1. 220906CP_naf5μL_2 CA 測定	38
3.14	2. 220906CP_naf5μL_3 CA 測定	39
3 14	3. 220906CP_naf10uL_1 CA 測定	40

	3.14.4.	220906CP_naf10μL_2_1 回目 CA 測定	41
	3.14.5.	220906CP_naf10μL_2_2 回目 CA 測定	41
	3.14.6.	220906CP_naf10μL_2_3 回目 CA 測定	42
	3.14.7.	220906CP_naf15μL CA 測定	43
	3.14.8.	220906CP_naf20μL CA 測定	44
4.	結果・考	- 察	45
4	l.1. 塩基	- 性酢酸ニッケルの合成について	45
	4.1.1.	220415Ni_OH_OAc の XRD 結果	46
	4.1.2.	220906Ni_OH_OAc の XRD 結果	47
	4.1.3.	220914Ni_OH_OAc の XRD 結果	48
	4.1.4.	221003Ni_OH_OAc の XRD 結果	49
	4.1.5.	221006Ni_OH_OAc の XRD 結果	50
	4.1.6.	221128Ni_OH_OAc の XRD 結果	51
	4.1.7.	221219Ni_OH_OAc の XRD 結果	. 52
2	1.2. イオ	-ン交換について	53
	4.2.1.	220415Ni_OH_DS の XRD 結果	53
	4.2.2.	220906Ni_OH_DS の XRD 結果	54
	4.2.3.	220914Ni_OH_DS の XRD 結果	54
4	1.3. サイ	゚クリックボルタンメトリー(CV)測定について	. 55
	4.3.1.	220415CP_para5μL CV 結果	. 55
	4.3.2.	220415Cast_1_1 回目 CV 結果	56
	4.3.3.	220906CP_cell0.2g_2_1 回目 CV 結果	57
	4.3.4.	220906CP_naf5μL_1 CV 結果	. 58
	4.3.5.	220914CP_ cell500μL CV 結果	. 59
4	1.4. クロ	ノアンペロメトリー(CA)測定について	60
	4.4.1.	220415Cast_1_2 回目 CA 結果	60
	4.4.2.	220415Cast_2 CA 結果	61
	4.4.3.	220415CP_cell0.02g CA 結果	62
	4.4.4.	220415CP_cell0.2g_1 回目 CA 結果	63
	4.4.5.	220415CP_cell0.2g_2 回目 CA 結果	64
	4.4.6.	220415CP_cell0.2g_3 回目 CA 結果	65
	4.4.7.	220906CP_cell0.02g CA 結果	66
	4.4.8.	220906CP_cell0.2g_1 CA 結果	66
	4.4.9.	220906CP_cell0.2g_2_2 回目 CA 結果	68
	4.4.12.	220906CP cell0.8g CA 結果	71

	4.4.13.	220906CP_naf5μL_2 CA 結果	72
	4.4.15.	220906CP_naf10μL_1 CA 結果	74
	4.4.16.	220906CP_naf10μL_2_1 回目 CA 結果	75
	4.4.17.	220906CP_naf10μL_2_2 回目 CA 結果	76
	4.4.18.	220906CP_naf10μL_2_3 回目 CA 結果	77
	4.4.19.	220906CP_naf15μL CA 結果	78
	4.4.20.	220906CP_naf20μL CA 結果	79
4	.5. デー	- 夕比較	80
5.	結言		87
6.	謝辞		87
7.	参考文献	<u> </u>	87

#### 1. 緒言

グルコースは自然界に最も多く存在する代表的な単糖類でブドウ糖とも呼ばれる<sup>[1]</sup>。動植物が活動するための重要な栄養素であり、このグルコースの定量分析は、食品加工、臨床診断、環境モニタリングなど多くの分野で利用されている<sup>[2][3]</sup>。

グルコースの定量分析には電気化学的センサとして酵素型と非酵素型がある。酵素型は電極にグルコース酸化酵素がついており、測定溶液中のグルコースがこの酵素によりグルコノラクトンに酸化され、過酸化水素を生成すると同時にフェリシアン化カリウムをフェロシアン化カリウムへ還元する。フェロシアン化物は電位を与えると、電子を電極へ渡してフェリシアン化物へと戻るため、この電子伝達物質をメディエーターすることによって、電気化学的なシグナルの検出が可能となる<sup>[4]</sup>。上記の手法により、酵素型電極はグルコースに対して高い感度と選択性をもたらすが、高濃度の有機溶媒と極端な pH 条件を必要とする場合や複雑な物理吸着もしくは化学吸着を行う固定化手順、高価、化学的に不安定という欠点がある<sup>[2][5]</sup>。非酵素型は貴金属や金属酸化物でグルコースの直接酸化還元反応を行い、電気化学的なシグナル検出をおこなう。非酵素型は酵素型のもとの比べ、高濃度の有機溶媒や極端な pH 条件を必要とせず、酵素に適した環境にする必要がないため、高い安定性、選択性、感度を有する酵素を用いない非酵素型グルコース酸化触媒の開発が期待されている。

ナノ構造を持たせたニッケル化合物では既にグルコースを酸化するいくつかの例が図 1.1. に示す様に報告されている。ニッケルナノフレーク構造では感度 1.078 mA mM<sup>-1</sup> cm<sup>-2</sup> 線形範囲は 0.2-60 mM が報告されており、高い電極触媒活性を有する<sup>[6]</sup>。本研究室では、以前の研究よりニッケル層状水酸化物を 1-ブタノール中で層剥離してナノシートを得ており<sup>[7]</sup>、この構造が表面積の拡大によりグルコース酸化の触媒に有用であると考えた。そこで本研究ではニッケル水酸化物ナノシート固定電極を作成し、電気化学的なグルコース酸化を検討した。

#### 図 1.1. ニッケル水酸化物のナノ構造による、グルコース酸化の応答比較[6]

Electrode	Sensitivity (mA mM <sup>-1</sup> cm <sup>-2</sup> )	Linear range	Detection Limit (LOD)	Reference
Ni(OH) <sub>2</sub> -graphene/GCE	0.494	10-1000 μM	0.6 μΜ	(Qiao and Zheng, 2012
Ni(OH) <sub>2</sub> -HS/GCE	0.223	0.8749 μM-7.781 mM	0.1 μΜ	(Lu et al., 2015a)
Roselike- Ni(OH)2/GCE	0.419	0.87 µM −10.53 mM	0.08 µM	(Lu et al., 2015b)
Macro-mesoporous Ni(OH)2/GCE	0.243	0.01-8.3 mM	1.0 µM	(Fan et al., 2014)
Ni(OH) <sub>2</sub> /TiO <sub>2</sub>	0.192	0.03-14 mM	8.0 μM	(Gao et al., 2016)
Ni(OH) <sub>2</sub> -MOF	1.192	0.5-8.0 mM	0.125 μM	(Zheng et al., 2018)
Ni(OH) <sub>2</sub> HPA/GCE	1.843		0.23 μM	(Tian et al., 2018)
Ni(OH) <sub>2</sub> /3DGF/NF	2.366	2-200 μM	0.32 μΜ	(Mao et al., 2019)
Ni/Ni(OH)2-NFs/CP	1.078	0.2-60 mM	0.8 mM	This work

#### 2. 使用試薬・装置

#### 2.1. 使用試薬

試薬名	示性式(分子量)	純度	級	会社名
酢酸ニッケル(II)	Ni(CH <sub>3</sub> COO) <sub>2</sub> • 4H <sub>2</sub> O	98%	鹿特級	関東化学
四水和物	(FW:248.84)			株式会社
エタノール	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH	99.5%	特級	関東化学
	(FW:46.07)			株式会社
ドデシルベンゼン	$C_{12}H_{25}C_6H_4SO_3Na$	90%	鹿1級	関東化学
スルホン酸ナトリウム	(FW:348.48)			株式会社
(DBS-Na)				
1-ブタノール	CH <sub>3</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OH	99%	特級	関東化学
	(FW:74.12)			株式会社
ケッチェンブラック				ライオンケミカル
				株式会社
流動パラフィン			特級	関東化学
				株式会社
ナフィオン				Sigma-Aldrich 社
セルロース				
ナノファイバー				
水酸化ナトリウム	NaOH	97%	特級	関東化学
	(40.00)			株式会社
D(+)-グルコース	$C_6H_{12}O_6$	98%	特級	関東化学
	(FW:180.16)			株式会社

# 2.2. 使用装置

● ミリQ水

日本ミリポア株式会社製の超純水製造装置 Direct-Q UV より得られたものを使用。

- オイルバス アズワン株式会社製のオイルバススターラー OBS-200AN を使用。
- 超音波洗浄機 株式会社エヌエヌディ―製の卓上型超音波洗浄機 US-103 を使用。
- ・ 遠心分離機久保田商事株式会社製のテーブルトップ遠心機 5400 を使用。
- エバポレーター EYELA 東京理化器械株式会社製のロータリーエバポレーター N-1000-S を使用。
- ダイヤフラムポンプ

株式会社 アルバック製のダイヤフラム型ドライ真空ポンプ DTC-41 を使用。

★イルポンプ 株式会社 アルバック製の真空ポンプ GVD-165A を使用。

#### 2.3. 測定装置

● 粉末 X 線回折(XRD) 株式会社リガク製の SmartLab X-RAY DIFFRACTO METER を使用

● 電気化学測定

ビー・エー・エス株式会社のモデル 2323 バイポテンショスタットを使用。 作用極にはビー・エー・エス株式会社のグラッシーカーボン電極もしくはカーボンペースト電極( $\varphi$  1.6 mm)を使用。

参照極にはビー・エー・エス株式会社の飽和 KCl 銀塩化銀参照電極を使用。 対極には白金線を使用。

# 3. 実験操作

#### 3.1. 塩基性酢酸ニッケルの合成

既に当研究室で成された方法<sup>[3]</sup>を参考にして、酢酸ニッケル四水和物の加熱によって塩基性 酢酸を合成した。

塩基性酢酸ニッケルの合成における反応は

2(Ni(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>・4H<sub>2</sub>O) *EtOH* Ni<sub>2</sub>(OH)<sub>3</sub>(CH<sub>3</sub>COO)・H<sub>2</sub>O + 3CH<sub>3</sub>COOH + 4H<sub>2</sub>O (式 1) 酢酸ニッケル四水和物の式量: 248.84、Ni<sub>2</sub>(OH)<sub>3</sub>(CH<sub>3</sub>COO)・H<sub>2</sub>O の式量: 245.47 だと考えられる。

生成物が全て  $Ni_2(OH)_3(CH_3COO)$ ・ $H_2O$  であると仮定すると 収量の式は

$$x = \left(\frac{y}{245.47}\right) \times 1000$$

x = 収量(mmol)

y = 収量(g)

となる。

また収率は式1より、

$$\alpha = \left(\frac{\beta}{245.47} \div \frac{\gamma}{248.84 \times 2}\right) \times 100$$

 $\alpha = \Psi \approx (\%)$ 

β = 生成物の収量(g)

γ= 酢酸ニッケル四水和物の量(g)

となる。

合成により薄緑色の結晶が得られ、XRD 測定により塩基性酢酸ニッケルの同定を行なった。 XRD 測定の条件は以下の通りで行なった。

X 線:CuKα( $\lambda$ =1.54 Å)

スキャンスピード: 40°/ min

スキャンステップ:0.02°

走杳範囲: 2°~ 90°

#### 3.1.1. 220415Ni OH OAc

- ① 酢酸ニッケル四水和物を 300 ml ナスフラスコに 1.2465 g 量りとり、エタノール 100 ml を加えた。
- ② 数秒放置した後、イオン交換水を約4g量りとり入れた。
- ③ 110℃のシリコンオイルに水を流した冷却感を取り付け、加熱還流を開始した。
- ④ 一晩経過した後に還流させていた混合物の加熱をやめ、シリコンオイルから離し 1 時間ほど冷ました。
- ⑤ ④を遠沈管に入れ 4000 rpm で 20 分間遠心分離にかけ、デカンテーションで上澄みをのぞいた。これをナスフラスコの混合物がなくなるまで合計 2 回行なった。
- ⑥ その後、遠沈管の沈殿物を洗浄するためエタノールを入れ超音波装置で攪拌させたのち、再度 4000 rpm で 10 分間遠心分離を行いデカンテーションで上澄みをのぞいた。これを合計 2 回行なった。
- ⑦ 遠沈管の沈殿物を乾燥させるために濾紙を折り畳み、遠沈管を上下逆さに置き一晩乾燥させた。収量は0.4293gであった。
- ⑧ この結晶の XRD 測定を行なった。

収量は 
$$\left(\frac{0.4293}{245.47}\right) \times 1000 = 1.7488 \, mmol$$

収率は 
$$\left(\frac{0.4293}{245.47} \div \frac{1.2465}{248.84 \times 2}\right) \times 100 = 69.83\%$$
であった。

#### 3.1.2. 220906Ni OH OAc

- ① 酢酸ニッケル四水和物を 300 ml ナスフラスコに 1.2519 g (5.031 mmol)量りとり、エタノール 100 ml を加えた。
- ② 攪拌子をいれ攪拌機で30分ほど放置した後、ミリQ水を約4g量りとり入れた。
- ③ 113 ℃のシリコンオイルに水を流した冷却管を取り付け、攪拌子を入れた②をいれて加熱環流を開始した。
- ④ 約20時間経過したのち、還流させていた混合物の加熱をやめ、シリコンオイルから離し1時間ほど冷ました。
- ⑤ 超音波機を用いてフラスコ壁面についた生成物を分散させた。
- ⑥ 遠沈管に入れ 4000 rpm で 20 分間遠心分離にかけ、デカンテーションで上澄みをのぞいた。これをナスフラスコの混合物がなくなるまで合計 2 回行なった。
- ⑦ 遠沈管の沈殿物を洗浄するためエタノールを入れ超音波装置で攪拌させたのち、再度 4000 rpm で 10 分間遠心分離にかけデカンテーションで上澄みをのぞいた。これを合計 2 回行なった。

- ⑧ 遠沈管の沈殿物を乾燥させるために濾紙を折り畳み、遠沈管を上下逆さに置き 5 日間 乾燥させた。収量は 0.3727 g であった。
- ⑨ この結晶の XRD 測定を行なった。

収量は 
$$\left(\frac{0.3727}{245.47}\right) \times 1000 = 1.5183 \, mmol$$

収率は 
$$\left(\frac{0.3727}{245.47} \div \frac{1.2519}{248.84 \times 2}\right) \times 100 = 60.36\%$$

であった。

#### 3.1.3. 220914Ni OH OAc

- ① 酢酸ニッケル四水和物を 300 ml ナスフラスコに 1.2415 g (4.989 mmol)量りとり、エタノール 100 ml を加えた。
- ② 攪拌子をいれ攪拌機で1時間ほど放置した後、ミリQ水を約4g量りとり入れた。
- ③ 113 ℃のシリコンオイルに水を流した冷却管を取り付け、攪拌子を入れて加熱還流を開始した。
- ④ 約24時間経過したのち、還流させていた混合物の加熱をやめ、シリコンオイルから離し1時間ほど冷ました。
- ⑤ 超音波機を用いてフラスコ壁面についた生成物を分散させた。
- ⑥ 遠沈管に入れ 4000 rpm で 20 分間遠心分離にかけ、デカンテーションで上澄みをのぞいた。これをナスフラスコの混合物がなくなるまで合計 2 回行なった。
- ⑦ 遠沈管の沈殿物を洗浄するためエタノールを入れ超音波装置で攪拌させたのち、再度 4000 rpm で 10 分間遠心分離にかけデカンテーションで上澄みをのぞいた。これを合計 2 回行なった。
- ⑧ 遠沈管の沈殿物を乾燥させるために濾紙を折り畳み、遠沈管を上下逆さに置き 5 日間 乾燥させた。収量は 0.3390 g であった。
- ⑨ この結晶の XRD 測定を行なった。

収量は 
$$\left(\frac{0.3390}{245.47}\right) \times 1000 = 1.3810 \, mmol$$

収率は 
$$\left(\frac{0.3390}{245.47} \div \frac{1.2415}{248.84 \times 2}\right) \times 100 = 55.36\%$$
であった。

#### 3.1.4. 221003Ni OH OAc

- ① 酢酸ニッケル四水和物を 300 ml ナスフラスコに 1.2459 g (5.007 mmol)量りとり、エタノール 100 ml を加えた。
- ② 攪拌子をいれ攪拌機で1時間ほど放置した後、ミリQ水を約4g量りとり入れた。

- ③ 130 ℃のシリコンオイルに水を流した冷却管を取り付け、攪拌子を入れて加熱還流を開始した。
- ④ 約18時間経過したのち、還流させていた混合物の加熱をやめ、シリコンオイルから離し1時間ほど冷ました。
- ⑤ 超音波機を用いてフラスコ壁面についた生成物を分散させた。
- ⑥ 遠沈管に入れ 4000 rpm で 20 分間遠心分離にかけ、デカンテーションで上澄みをのぞいた。これをナスフラスコの混合物がなくなるまで合計 2 回行なった。
- ⑦ 遠沈管の沈殿物を洗浄するためエタノールを入れ超音波装置で攪拌させたのち、再度 4000 rpm で 10 分間遠心分離にかけデカンテーションで上澄みをのぞいた。これを合計 2 回行なった。
- ⑧ 遠沈管の沈殿物を乾燥させるためにデシケータに入れ、一晩減圧乾燥させた。収量は  $0.5572~\mathrm{g}$  であった。
- ⑨ この結晶の XRD 測定を行なった。

収量は 
$$\left(\frac{0.5572}{245.47}\right) \times 1000 = 2.2699 \, mmol$$

収率は  $\left(\frac{0.5572}{245.47} \div \frac{1.2469}{248.84 \times 2}\right) \times 100 = 90.60 \%$ 

であった。

#### 3.1.5. 221006Ni OH OAc

- ① 酢酸ニッケル四水和物を 300 ml ナスフラスコに 1.2476 g (5.014 mmol)量りとり、エタノール 100 ml を加えた。
- ② 攪拌子をいれ攪拌機で1時間ほど放置した後、ミリQ水を約4g量りとり入れた。
- ③ 117℃のシリコンオイルに水を流した冷却管を取り付け、攪拌子を入れて加熱還流を開始した。
- ④ 約12時間経過したのち、還流させていた混合物の加熱をやめ、シリコンオイルから離し1時間ほど冷ました。
- ⑤ 超音波機を用いてフラスコ壁面についた生成物を分散させた。
- ⑥ 遠沈管に入れ 4000 rpm で 20 分間遠心分離にかけ、デカンテーションで上澄みをのぞいた。これをナスフラスコの混合物がなくなるまで合計 2 回行なった。
- ⑦ 遠沈管の沈殿物を洗浄するためエタノールを入れ超音波装置で攪拌させたのち、再度 4000 rpm で 10 分間遠心分離にかけデカンテーションで上澄みをのぞいた。これを合計 2 回行なった。
- ⑧ 遠沈管の沈殿物を乾燥させるためにデシケータに入れ、一晩減圧乾燥させた。収量は 0.4025 g であった。
- ⑨ この結晶の XRD 測定を行なった。

収量は 
$$\left(\frac{0.4025}{245.47}\right) \times 1000 = 1.6397 \, mmol$$
 収率は  $\left(\frac{0.4025}{245.47} \div \frac{1.2476}{248.84 \times 2}\right) \times 100 = 65.40 \, \%$  であった。

#### 3.1.6. 221128Ni OH OAc

- ① 酢酸ニッケル四水和物を 300 ml ナスフラスコに 1.2447 g (5.002 mmol)量りとり、エタノール 100 ml を加えた。
- ② 攪拌子をいれ攪拌機で1時間ほど放置した後、ミリO水を約4g量りとり入れた。
- ③ 125 ℃のシリコンオイルに水を流した冷却管を取り付け、攪拌子を入れて加熱還流を開始した。
- ④ 約16時間経過したのち、還流させていた混合物の加熱をやめ、シリコンオイルから離し1時間ほど冷ました。
- ⑤ 超音波機を用いてフラスコ壁面についた生成物を分散させた。
- ⑥ 遠沈管に入れ 4000 rpm で 20 分間遠心分離にかけ、デカンテーションで上澄みをのぞいた。これをナスフラスコの混合物がなくなるまで合計 2 回行なった。
- ⑦ 遠沈管の沈殿物を洗浄するためエタノールを入れ超音波装置で攪拌させたのち、再度 4000 rpm で 10 分間遠心分離にかけデカンテーションで上澄みをのぞいた。これを合計 2 回行なった。
- ⑧ 遠沈管の沈殿物を乾燥させるためにデシケータに入れ、一晩減圧乾燥させた。収量は 0.5505 g であった。
- ⑨ この結晶の XRD 測定を行なった。

収量は
$$\left(\frac{0.5505}{245.47}\right) \times 1000 = 2.2426 \, mmol$$

収率は
$$\left(\frac{0.5505}{245.47} \div \frac{1.2447}{248.84 \times 2}\right) \times 100 = 89.67\%$$
であった。

#### 3.1.7. 221219Ni OH OAc

- ① 酢酸ニッケル四水和物を 300 ml ナスフラスコに 1.2456 g (5.006 mmol)量りとり、エタノール 100 ml を加えた。
- ② 攪拌子をいれ攪拌機で1時間ほど放置した後、110 ℃のシリコンオイルに水を流した冷却管を取り付け、攪拌子を入れて加熱還流を開始した。
- ③ 加熱開始1時間後にミリQ水を約4g量りとり入れた。

- ④ 約20時間経過したのち、還流させていた混合物の加熱をやめ、シリコンオイルから離し1時間ほど冷ました。
- ⑤ 超音波機を用いてフラスコ壁面についた生成物を分散させた。
- ⑥ 遠沈管に入れ 4000 rpm で 20 分間遠心分離にかけ、デカンテーションで上澄みをのぞいた。これをナスフラスコの混合物がなくなるまで合計 2 回行なった。
- ⑦ 遠沈管の沈殿物を洗浄するためエタノールを入れ超音波装置で攪拌させたのち、再度 4000 rpm で 10 分間遠心分離にかけデカンテーションで上澄みをのぞいた。これを合計 2 回行なった。
- ⑧ 遠沈管の沈殿物を乾燥させるためにデシケータに入れ、一晩減圧乾燥させた。収量は 0.6592 g であった。
- ⑨ この結晶の XRD 測定を行なった。

収量は
$$\left(\frac{0.6592}{245.47}\right) \times 1000 = 2.6854 \, mmol$$

収率は
$$\left(\frac{0.6592}{245.47} \div \frac{1.2456}{248.84 \times 2}\right) \times 100 = 107.29 \%$$

であった。

#### 3.1.8. 221222Ni OH OAc

- ① 酢酸ニッケル四水和物を 300 ml ナスフラスコに 1.2251 g (4.923 mmol)量りとり、エタノール 100 ml を加えた。
- ② 攪拌子をいれ攪拌機で1時間ほど放置した後、ミリQ水を約4g量りとり入れた。
- ③ 110℃のシリコンオイルに水を流した冷却管を取り付け、攪拌子を入れて加熱還流を開始した。
- ④ 約12時間経過したのち、還流させていた混合物の加熱をやめ、シリコンオイルから離し1時間ほど冷ました。
- ⑤ 超音波機を用いてフラスコ壁面についた生成物を分散させた。
- ⑥ 遠沈管に入れ 4000 rpm で 20 分間遠心分離にかけ、デカンテーションで上澄みをのぞいた。これをナスフラスコの混合物がなくなるまで合計 2 回行なった。
- ⑦ 遠沈管の沈殿物を洗浄するためエタノールを入れ超音波装置で攪拌させたのち、再度 4000 rpm で 10 分間遠心分離にかけデカンテーションで上澄みをのぞいた。これを合計 2 回行なった。
- ⑧ 遠沈管の沈殿物を乾燥させるためにデシケータに入れ、一晩減圧乾燥させた。収量は 0.2651 g であった。
- ⑨ この結晶の XRD 測定を行なった。

収量は
$$\left(\frac{0.2651}{245.47}\right) \times 1000 = 1.0799 \, mmol$$

収率は
$$\left(\frac{0.2651}{245.47} \div \frac{1.2251}{248.84 \times 2}\right) \times 100 = 43.87\%$$
であった。

#### 3.1.9. 230109Ni OH OAc

- ① 酢酸ニッケル四水和物を 300 ml ナスフラスコに 1.2243 g (4.92 mmol)量りとり、エタノール 100 ml を加えた。
- ② 攪拌子をいれ攪拌機で数分ほど放置した後、ミリQ水を約4g量りとり入れた。
- ③ 110 ℃のシリコンオイルに水を流した冷却管を取り付け、攪拌子を入れて加熱還流を開始した。
- ④ 約19時間経過したのち、還流させていた混合物の加熱をやめ、シリコンオイルから離し1時間ほど冷ました。
- ⑤ 超音波機を用いてフラスコ壁面についた生成物を分散させた。
- ⑥ 遠沈管に入れ 4000 rpm で 20 分間遠心分離にかけ、デカンテーションで上澄みをのぞいた。これをナスフラスコの混合物がなくなるまで合計 2 回行なった。
- ⑦ 遠沈管の沈殿物を洗浄するためエタノールを入れ超音波装置で攪拌させたのち、再度 4000 rpm で 10 分間遠心分離にかけデカンテーションで上澄みをのぞいた。これを合計 2 回行なった。
- ⑧ 遠沈管の沈殿物を乾燥させるためにデシケータに入れ、一晩減圧乾燥させた。収量は 0.3139 g であった。
- ⑨ この結晶の XRD 測定を行なった。

収量は 
$$\left(\frac{0.3139}{245.47}\right) \times 1000 = 1.2787 \, mmol$$

収率は 
$$\left(\frac{0.3139}{245.47} \div \frac{1.2243}{248.84 \times 2}\right) \times 100 = 51.98\%$$

であった。

# 3.2. イオン交換

合成した塩基性酢酸ニッケルを原料とし、ドデシルベンゼンスルホン酸イオン(DBS)で層間の陰イオン交換を行い、ニッケル層状水酸化物を合成した。

ニッケル層状水酸化物の合成における反応は

 $Ni_2(OH)_3(CH_3COO) \cdot H_2O + CH_3(CH_2)_{11}C_6H_4SO_3Na$ 

→  $Ni_2(OH)_3(CH_3(CH_2)_{11}C_6H_4SO_3) \cdot H_2O + CH_3COONa$  (式 2)

Ni<sub>2</sub>(OH)<sub>3</sub>(CH<sub>3</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>11</sub>C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>SO<sub>3</sub>)・H<sub>2</sub>O の式量: 511.9 だと考えられる。

生成物が全て  $Ni_2(OH)_3(CH_3(CH_2)_{11}C_6H_4SO_3)$ ・ $H_2O$  であると仮定すると収量の式は

$$x = \left(\frac{y}{511.9}\right) \times 1000$$

x = 収量(mmol)

y = 収量(g)

となる。

また収率は式2より、

$$\alpha = \left(\frac{\beta}{511.9} \div \frac{\gamma}{245.47}\right) \times 100$$

 $\alpha = \Psi \approx (\%)$ 

β = 生成物の収量(g)

 $\gamma$  = 前駆体である塩基性酢酸ニッケルの使用量(g) となる。

合成により薄緑色の結晶が得られ、XRD 測定により層間の拡大の確認を行なった。 XRD 測定の条件は以下の通りで行なった。

X 線:CuKα( $\lambda$ =1.54 Å)

スキャンスピード: 40°/ min

スキャンステップ:0.02°

走杳範囲: 2°~ 90°

#### 3.2.1. 220415Ni OH DS

- ① ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム(DBS-Na)を 300 ml ビーカーに 0.5172 g(1.484 mmol)量りとり、イオン交換水 120 ml を入れた。
- ② 攪拌子を入れ DBS-Na を完全に溶解させた。
- ③ その後、試料 Ni220415 を 0.2542 g(1.036 mmol)量り取り②に入れ 10 分程度撹拌させた。
- ④ ③を120 ml サンプル瓶に入れ換え、超音波洗浄機で10分程度撹拌させ、一晩置いた。
- ⑤ ④を遠沈管に移し 4000 rpm で 20 分間遠心分離にかけ、デカンテーションで上澄みを除いた。
- ⑥ 遠沈管に残った生成物にイオン交換水を入れ撹拌洗浄し再び 4000 rpm で 10 分間遠心 分離にかけた。これを 8 回繰り返し DBS-Na を完全に取り除いた。
- ⑦ 遠沈管の沈殿物を乾燥させるために、濾紙を折り畳み、遠沈管を上下逆さに置き一晩乾燥させた。
- ⑧ 翌日試料が完全に乾燥してなかった為、減圧機で1時間乾燥させた。収量の記録は紛失 した。

#### 3.2.2. 220906Ni OH DS

- ① ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム(DBS-Na)をポリ瓶に 0.5143 g(1.476 mmol)量り とり、イオン交換水 120 ml を入れ、攪拌子を入れ DBS-Na を完全に溶解させた。
- ② その後、試料 220906Ni OH OAc を 0.2514 g(1.024 mmol)量り入れ、92 時間撹拌させた。
- ③ 攪拌後、遠沈管に移し4000 rpm で20分間遠心分離にかけ、デカンテーションで上澄みを除いた。
- ④ 遠沈管に残った生成物にミリ Q 水を入れ撹拌洗浄し再び 4000 rpm で 10 分間遠心分離 にかけた。これを 8 回繰り返し DBS-Na を完全に取り除き、減圧乾燥を行った。収量は  $0.1298~\mathrm{g}$  であった。
- ⑤ この結晶の XRD 測定を行なった。

収量は 
$$\left(\frac{0.1298}{511.9}\right) \times 1000 = 0.2535 \, mmol$$

収率は
$$\left(\frac{0.1298}{511.9} \div \frac{0.2514}{245.47}\right) \times 100 = 24.75\%$$
であった。

#### 3.2.3. 220914Ni OH DS

- ① ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム(DBS-Na)をポリ瓶に 0.5149 g(1.478 mmol)量り とり、イオン交換水 120 ml を入れ、攪拌子を入れ DBS-Na を完全に溶解させた。
- ② その後、試料 220914Ni OH OAc を 0.2515 g(1.025 mmol)量り入れ、2 時間撹拌させた。

- ③ 攪拌後、遠沈管に移し4000 rpm で20分間遠心分離にかけ、デカンテーションで上澄みを除いた。
- ④ 遠沈管に残った生成物に 1 度目はエタノールを入れ 2 回目以降ミリ Q 水を入れ撹拌洗 浄し再び  $4000\,\mathrm{rpm}$  で  $10\,\mathrm{分間遠心分離}$ にかけた。これを 8 回繰り返し DBS-Na を完全に 取り除き、減圧乾燥を行った。収量は  $0.1798\,\mathrm{g}$  であった。
- ⑤ この結晶の XRD 測定を行なった。

収量は 
$$\left(\frac{0.1798}{511.9}\right) \times 1000 = 0.3512 \, mmol$$
 収率は  $\left(\frac{0.1798}{511.9} \div \frac{0.2515}{245.47}\right) \times 100 = 34.28 \, \%$ 

#### 3.2.4. 221003Ni OH DS

であった。

- ① ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム(DBS-Na)をポリ瓶に 0.5130 g(1.472 mmol)量り とり、イオン交換水 120 ml を入れ、攪拌子を入れ DBS-Na を完全に溶解させた。
- ② その後、試料 221003Ni OH OAc を 0.2580 g(1.051 mmol)量り入れ、2 時間撹拌させた。
- ③ 攪拌後、遠沈管に移し4000 rpm で20分間遠心分離にかけ、デカンテーションで上澄みを除いた。
- ④ 遠沈管に残った生成物にミリ Q 水を入れ撹拌洗浄し再び 4000 rpm で 10 分間遠心分離 にかけた。これを 8 回繰り返し、減圧乾燥を行った。
- ⑤ 後日 DBS-Na の洗浄不足であったことがわかった。収量は 0.3240 g であった。

収量は
$$\left(\frac{0.3240}{511.9}\right) \times 1000 = 0.6329 \, mmol$$

収率は
$$\left(\frac{0.3240}{511.9} \div \frac{0.2580}{245.47}\right) \times 100 = 60.21\%$$
であった。

# 3.3. 分散液の作成

先ほど得たニッケル層状水酸化物(Ni OH DS)を1-ブタノール中で層剥離させ、分散させた。

- ① Ni\_OH\_DS を 120 ml サンプル瓶に量りとり、1-ブタノール 55 ml を入れた。
- ② 超音波洗浄機にて2時間撹拌させた。
- ③ 得られた試料を Ni\_OH\_nano とする。

試料名	Ni_OH_DS 試料名	Ni_OH_DS の量	1-ブタノール
		[g (mmol)]	[mL]
220415Ni_OH_nano	220415Ni_OH_DS	0.0560 (0.109)	55
220415Ni_OH_nano_2	220415Ni_OH_DS	0.0547 (0.107)	55
220415Ni_OH_nano_3	220415Ni_OH_DS	0.0583 (0.114)	55
220415Ni_OH_nano_4	220415Ni_OH_DS	0.0560 (0.109)	55
220906Ni_OH_nano	220906Ni_OH_DS	0.0549 (0.107)	55
220906Ni_OH_nano_2	220906Ni_OH_DS	0.0558 (0.109)	55
220906Ni_OH_nano_3	220906Ni_OH_DS	0.0565 (0.110)	55
220906Ni_OH_nano_4	220906Ni_OH_DS	0.0475 (0.093)	55
220914Ni_OH_nano	220914Ni_OH_DS	0.0566 (0.111)	55

#### 3.4. 電極の作製 I (ケッチェンブラックと流動パラフィン)

1-ブタノール中で層剥離して得たナノシート分散液 15 g にケッチェンブラック 0.01 g を加えてから減圧濃縮し、得た粉末を流動パラフィンと乳鉢で混合し、カーボンペースト(CP)とした。

#### 3.4.1. 220415CP para5μL

- ① 220415Ni\_OH\_nano を 100 ml ナスフラスコに 15.1 g 量りとり、ケッチェンブラック 0.0109 g を入れた。
- ② ロータリーと 300 ml ナスフラスコを、ロータリーエバポレーターに接続した。
- ③ 冷却機は-10 ℃、恒温水槽 40 ℃に設定し1時間操作し減圧乾燥を行った。
- ④ 少し、液体が残った状態で減圧乾燥を止め、1日自然乾燥を行った。
- ⑤ SCPE カーボンペースト電極 外径 3.0 mm 内径 1.6 mm にケッチェンブラックを 0.0028 g 詰めた。
- ⑥ 残りを流動パラフィン 5 μL と乾燥した (4)とをすり鉢で混ぜた後、電極に詰めた。

# 3.5. サイクリックボルタンメトリー(CV)測定

作製した電極を作用極として、電解液は 0.1 M NaOH 水溶液、参照極には Ag/AgCl 電極、対極には白金線を使用し大気下で電気化学測定を行なった。

以下式に示すのは、グルコースを加えた時の濃度の計算式である。

セル内の濃度計算

$$C(mol L^{-1}) = \frac{\text{グルコース濃度}(mol L^{-1}) \times y(L)}{$$
開始前のセル内の溶液量(L) + y(L)

グルコース濃度:  $0.7 \, (\text{mol } L^{-1})$ 開始前のセル内の溶液量:  $0.08 \, \text{L}$ y:加えたグルコース溶液量(L)

# 3.5.1. 220415CP\_para5μL

- ① NaOH 1.2128 g にミリ Q 水 303 mL を加えて 0.1 M 水溶液を作製し、メスシリンダーを 使って 80 mL セルに入れた。
- ② D-グルコース 1.2622 g に 0.1 M NaOH 溶液を 10 mL 加えて 0.7 M グルコース溶液を作製した。
- ③ 初期電位 -0.007 V、高電位 0.8 V、低電位 -0.007 V でグルコースの濃度を変化させながら CV 測定を行い酸化還元反応の変化を確認した。

#### 3.6. 電極の作製 II(キャスト)

1-ブタノール中で層剥離して得たナノシート分散液 15 g を減圧濃縮し、グラッシーカーボン電極に数滴滴下し乾燥させ、キャスト電極とした。

#### 3.6.1. 220415Cast 1

- ① 220415Ni\_OH\_nano を 300 ml ナスフラスコへ入れ、ロータリーエバポレーターに接続した。
- ② 冷却機は-10 ℃、恒温水槽 40 ℃に設定し1時間操作し減圧濃縮を行った。
- ③ 少し、液体が残った状態で減圧乾燥を止めた。
- ④ グラッシーカーボンディスクを  $0.05\mu m$  研磨用アルミナで 5 分間研磨しミリ Q 水で洗浄した。
- ⑤ グラッシーカーボンディスクに(4)の上澄み液がなくなるまで滴下乾燥させた

#### 3.6.2. 220415Cast 2

- ① 220415Ni OH nano を 50 ml ナシフラスコへ 12.1 g 入れた。
- ② ロータリーと 50 ml ナシフラスコを、ロータリーエバポレーターに接続した。
- ③ 冷却機は-10 ℃、恒温水槽 40 ℃に設定し1時間操作し減圧乾燥を行った。
- ④ 少し、液体が残った状態で減圧乾燥を止めた。
- ⑤ グラッシーカーボンディスクを  $0.05\mu m$  研磨用アルミナで 10 分間研磨しミリ Q 水で洗浄した。
- ⑥ グラッシーカーボンディスクに(4)の上澄み液を 6 滴滴下し乾燥させた

#### 3.7. サイクリックボルタンメトリー(CV)測定

作製した電極を作用極として、電解液は 0.1 M NaOH 水溶液、参照極には Ag/AgCl 電極、対極には白金線を使用し大気下で電気化学測定を行なった。

以下式に示すのは、グルコースを加えた時の濃度の計算式である。

セル内の濃度計算

$$C(mol\ L^{-1}) = \frac{\text{グルコース濃度}(mol\ L^{-1}) \times y(L)}{\text{開始前のセル内の溶液量}(L) + y(L)}$$

グルコース濃度:  $0.7 \pmod{L^{-1}}$ 開始前のセル内の溶液量: 0.08 Ly: 加えたグルコース溶液量(L)

#### 3.7.1. 220415Cast 1 1 回目 CV 測定

① NaOH 1.2433 g にミリ Q 水 310 mL を加えて 0.1 M 水溶液を作製し、メスシリンダーで 80 mL をセルに入れた。

- ② D-グルコース 1.2679 g に 0.1 M NaOH 溶液を 10 mL 加えて 0.7 M グルコース溶液を作製した。
- ③ 初期電位  $0.09\,V$ 、高電位  $0.7\,V$ 、低電位  $0\,V$ 、スキャン速度  $0.02\,s$  でグルコースの濃度を変化させながら CV 測定を行い酸化還元反応の変化を確認した。

表 3-7-1 セル内のグルコース濃度

投入量	濃度
/µL	/mM
0	0.0
250	7.38
400	16.3
600	25.4
800	37.4

#### 3.8. クロノアンペロメトリー(CA)測定

キャスト電極でサイクリックボルタンメトリーを測定した所、グルコースの酸化ピークが 0.5~0.7 V vs Ag/AgCl に現れた。そこで CP 電極に 0.6 V vs. Ag/AgCl を印加しながら、十分 撹拌している電解液に 0.7 M グルコース溶液を任意量加え、電流値の変化を調べた。 以下式に示すのは、電流密度の計算式とグルコースを加えた時の濃度の計算式である。 電流密度の計算式

$$I(mA cm^{-2}) = \frac{x(A)}{$$
電極表面積(cm<sup>2</sup>)

x: グルコース濃度における電流量

電極直径:0.16 cm

電極表面積: 0.020106 cm2

セル内の濃度計算

グルコース濃度:  $0.7 \pmod{L^{-1}}$ 開始前のセル内の溶液量: 0.08 Ly: 加えたグルコース溶液量(L)

また、電極のグルコース濃度における電流密度のグラフを作成するにあたり、決定係数(R<sup>2</sup>)が 0.99 以上を取るように滴下データを後ろもしくは前から連続してデータ除去を行ない、

近侍曲線を作成した。

#### 3.8.1. 220415Cast 1 2 回目 CA 測定

- ① CV で測定した 220415Cast 1 をプロワイプで水分を拭き取り、再度使用した。
- ② 測定する装置をミリ O で洗浄した。
- ③ 水酸化ナトリウム 1.1747 g にミリ Q 水 293 mL を加え 0.1 M 水酸化ナトリウム水溶液 (0.01 mM)を調整した。
- ④ ③の水溶液 80 mL をメスシリンダーで量りとり装置のセルに加えた。
- ⑤ D-グルコース 1.2659 g(0.07 mM)に③の水溶液を 10 mL 加えて 0.7 M グルコース溶液を 調整した。
- ⑥ 印加電圧 0.57 V、サンプリング時間 0.1 s でクロノアンペロメトリック測定を行なった。
- ⑦ スターラーによる撹拌を伴い測定した。
- ⑧ (5)の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

下の表は経過時間とその時のグルコースの合計量とセル内の濃度を示したものである。

経過時間	投入量	濃度	経過時間	投入量	濃度
/Sec	/µL	/mM	/Sec	/µL	/mM
550	0	0.000	1050	500	4.350.E-03
600	50	0.4374	1100	550	4.782.E-03
650	100	0.8743	1150	600	5.213.E-03
700	150	1.311	1200	650	5.644.E-03
750	200	1.746	1250	700	6.075.E-03
800	250	2.182	1300	750	6.505.E-03
850	300	2.616	1350	800	6.934.E-03
900	350	3.051	1400	850	7.363.E-03
950	400	3.484	1450	900	7.791.E-03

表 3-8-1 セル内のグルコース濃度

#### 3.8.2. 220415Cast 2 CA 測定

1000

① 測定する装置をミリQで洗浄した。

450

② 水酸化ナトリウム 1.1747 g にミリ Q 水 293 mL を加え 0.1 M 水酸化ナトリウム水溶液 (0.01 mM)を調整した。

3.917

- ③ ②の水溶液 80 mL をメスシリンダーで量りとり装置のセルに加えた。
- ④ D-グルコース 1.2659 g(0.07 mM)に②の水溶液を 10 mL 加えて 0.7 M グルコース溶液を 調整した。

- ⑤ 印加電圧 0.57 V、サンプリング時間 0.1 s でクロノアンペロメトリック測定を行なった。
- ⑥ スターラーによる撹拌を伴い測定した。
- (7) (4)の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

下の表は経過時間とその時のグルコースの合計量とセル内の濃度を示したものである。

表 3-8-2 セル内のグルコース濃度

経過時間	投入量	濃度	経過時間	投入量	濃度
/Sec	/µL	/mM	/Sec	/µL	/mM
1350	0	0.000	1800	450	3.930
1400	50	0.4389	1850	500	4.364
1450	100	0.8772	1900	550	4.798
1500	150	1.315	1950	600	5.231
1550	200	1.752	2050	650	5.663
1600	250	2.189	2100	700	6.095
1650	300	2.625	2150	750	6.526
1700	350	3.061	2200	800	6.957
1750	400	3.496	2250	850	7.387

#### 3.9. 電極の作製 III (ケッチェンブラックとセルロースナノファイバー)

1-ブタノール中で層剥離して得たナノシート分散液 15 g にケッチェンブラック 0.01 g を加えてから減圧濃縮し、得た粉末をセルロースナノファイバーと乳鉢で混合し、カーボンペースト(CP)とした。

#### 3.9.1. 220415CP cell0.02g

- ① 220415Ni\_OH\_nano\_2 を 100 ml ナスフラスコに 15.1 g 量りとり、ケッチェンブラック 0.0119 g を入れた。
- ② ロータリーと 300 ml ナスフラスコを、オイルポンプを使用し約 30 分間 30 ℃で減圧操作を行った。
- ③ SCPE カーボンペースト電極外径 3.0 mm 内径 1.6 mm にケッチェンブラックを約  $0.002\,\mathrm{g}$  詰め、残りをセルロースナノファイバー $0.02\,\mathrm{g}$  量り取り先ほどの乾燥物  $0.0057\,\mathrm{g}$  と混ぜた後、電極に詰めた。

#### 3.9.2. 220415CP cell0.2g

① 220415Ni\_OH\_nano\_2 を 100 ml ナスフラスコに 15.1 g 量りとり、ケッチェンブラック 0.0119 g を入れた。

- ② ロータリーと 300 ml ナスフラスコを、オイルポンプを使用し約 30 分間 30 ℃で減圧操作を行った。
- ③ SCPE カーボンペースト電極外径 3.0 mm 内径 1.6 mm にケッチェンブラックを約 0.002 g 詰め、残りをセルロースナノファイバー0.2 g 量り取り先ほどの乾燥物 0.0068 g と混ぜた後、電極に詰めた。

#### 3.9.3. 220906CP cell0.02g

- ① 220906Ni\_OH\_nano\_2 を 100 ml ナスフラスコに 15.1 g 量りとり、ケッチェンブラック 0.0112 g を入れた。
- ② ロータリーと 300 ml ナスフラスコを、オイルポンプを使用し約 30 分間 30 ℃で減圧操作を行った。
- ③ SCPE カーボンペースト電極外径 3.0 mm 内径 1.6 mm にケッチェンブラックを約  $0.002\,\mathrm{g}$  詰め、残りをセルロースナノファイバー $0.02\,\mathrm{g}$  量り取り先ほどの乾燥物  $0.0051\,\mathrm{g}$  と混ぜた後、電極に詰めた。

#### 3.9.4. 220906CP cell0.2g 1

- ① 220906Ni\_OH\_nano\_2 を 100 ml ナスフラスコに 15.1 g 量りとり、ケッチェンブラック 0.0094 g を入れた。
- ② ロータリーと 300 ml ナスフラスコを、オイルポンプを使用し約 30 分間 30 ℃で減圧操作を行った。
- ③ SCPE カーボンペースト電極外径 3.0 mm 内径 1.6 mm にケッチェンブラックを約  $0.002\,\mathrm{g}$  詰め、残りをセルロースナノファイバー $0.2\,\mathrm{g}$  量り取り先ほどの乾燥物と混ぜた後、電極に詰めた。

# 3.9.5. 220906CP\_cell0.2g\_2 & 220906CP\_cell0.2g\_3 & 220906CP\_cell0.2g\_4

- ① 220906Ni\_OH\_nano\_2 を 100 ml ナスフラスコに 15.1 g 量りとり、ケッチェンブラック 0.0112 g を入れた。
- ② ロータリーと 300 ml ナスフラスコを、オイルポンプを使用し約 30 分間 30 ℃で減圧操作を行った。
- ③ SCPE カーボンペースト電極外径 3.0 mm 内径 1.6 mm にケッチェンブラックを約 0.002 g 詰め、残りをセルロースナノファイバー0.2 g 量り取り先ほどの乾燥物 0.0050 g と混ぜた後、電極に詰めた。
- ④ この時作成した電極をそれぞれ、220906CP\_cell0.2g\_2、220906CP\_cell0.2g\_3、220906CP\_cell0.2g\_4とする。

#### 3.9.6. 220906CP cell0.8g

- ① 220906Ni\_OH\_nano\_2 を 100 ml ナスフラスコに 15.1 g 量りとり、ケッチェンブラック 0.0112 g を入れた。
- ② ロータリーと 300 ml ナスフラスコを、オイルポンプを使用し約 30 分間 30 ℃で減圧 操作を行った。
- ③ SCPE カーボンペースト電極外径 3.0 mm 内径 1.6 mm にケッチェンブラックを約 0.002 g 詰め、残りをセルロースナノファイバー0.8 g 量り取り先ほどの乾燥物 0.0051 g と混ぜた後、電極に詰めた。

#### 3.9.7. 220914CP cell500μL

- ① 220914Ni\_OH\_nano を 100 ml ナスフラスコに 15.1 g 量りとり、ケッチェンブラック 0.0112 g を入れた。
- ② ロータリーと 300 ml ナスフラスコを、オイルポンプを使用し約 30 分間 30 ℃で減圧操作を行った。
- ③ SCPE カーボンペースト電極外径 3.0 mm 内径 1.6 mm にケッチェンブラックを約 0.002~g 詰め、残りをセルロースナノファイバー500  $\mu$ L 量り取り先ほどの乾燥物と混ぜた後、電極に詰めた。

# 3.10. サイクリックボルタンメトリー(CV)測定

作製した電極を作用極として、電解液は 0.1 M NaOH 水溶液、参照極には Ag/AgCl 電極、対極には白金線を使用し大気下で電気化学測定を行なった。

以下式に示すのは、グルコースを加えた時の濃度の計算式である。

セル内の濃度計算

$$C(mol L^{-1}) = \frac{\text{グルコース濃度}(mol L^{-1}) \times y(L)}{\text{開始前のセル内の溶液量}(L) + y(L)}$$

グルコース濃度:  $0.7 \text{ (mol } L^{-1})$ 開始前のセル内の溶液量: 0.08 Ly: 加えたグルコース溶液量(L)

#### 3.10.1. 220906CP cell0.2g 2 1 回目 CV 測定

- ① 0.1 M 水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mL をメスシリンダーで量りとり装置のセルに加えた。
- ② D-グルコース 1.2223 g(0.07 mM)に②の水溶液を 10 mL 加えて 0.7 M グルコース溶液を 調整した。
- ③ 初期電位 0.07 V、高電位 0.7 V、低電位 0.07 V でグルコースの濃度を変化させながら CV 測定を行い酸化還元反応の変化を確認した。

表 3-10-1 セル内のグルコース濃度

投入量	濃度
/µL	/mM
0	0.0
10	0.0848
100	2.11
500	17.0

#### 3.10.2. 220914CP cell500µL CV 測定

- ① 0.1 M 水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mL をメスシリンダーで量りとり装置のセルに加えた。
- ② D-グルコース 1.2669 g(0.07 mM)に②の水溶液を 10 mL 加えて 0.7 M グルコース溶液を 調整した。
- ③ 初期電位 0V、高電位 0.8V、低電位 0V でグルコースの濃度を変化させながら CV 測定を行い酸化還元反応の変化を確認した。

表 3-10-2 セル内のグルコース濃度

投入量	濃度
/µL	/mM
0	0.0
10	0.0878
100	2.19
400	16.3

#### 3.11. クロノアンペロメトリー(CA)測定

キャスト電極でサイクリックボルタンメトリーを測定した所、グルコースの酸化ピークが 0.5~0.7 V vs Ag/AgCl に現れた。そこで CP 電極に 0.6 V vs. Ag/AgCl を印加しながら、十分 撹拌している電解液に 0.7 M グルコース溶液を任意量加え、電流値の変化を調べた。 以下式に示すのは、電流密度の計算式とグルコースを加えた時の濃度の計算式である。 電流密度の計算式

$$I(mA cm^{-2}) = \frac{x(A)}{\epsilon \overline{m} \sqrt{E} \sqrt{m^2}}$$

x:グルコース濃度における電流量

電極直径:0.16 cm

電極表面積: 0.020106 cm2

セル内の濃度計算

グルコース濃度:  $0.7 \pmod{L^{-1}}$ 開始前のセル内の溶液量: 0.08 Ly: 加えたグルコース溶液量(L)

また、電極のグルコース濃度における電流密度のグラフを作成するにあたり、決定係数( $\mathbb{R}^2$ ) が 0.99 以上を取るように滴下データを後ろもしくは前から連続してデータ除去を行ない、近侍曲線を作成した。

# 3.11.1. 220415CP cell0.02g CA 測定

- ① 測定する装置をミリ O で洗浄した。
- ② 0.1 M 水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mL をホールピペットで量りとり装置のセルに加えた。
- ③ D-グルコース 1.2657 g(0.07 mM)に②の水溶液を 10 mL 加えて 0.7 M グルコース溶液を 調整した。
- ④ 印加電圧 0.6 V、サンプリング時間 0.1 s でクロノアンペロメトリック測定を行なった。
- ⑤ スターラーによる撹拌を伴い測定した。
- ⑥ ③の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

表 3-11-1 セル内のグルコース濃度

経過時間	投入量	濃度	経過時間	投入量	濃度
/Sec	/µL	/mM	/Sec	/µL	/mM
750	0	0.000	1200	450	3.930
800	50	0.4388	1250	500	4.364
850	100	0.8771	1300	550	4.797
900	150	1.315	1350	600	5.230
950	200	1.752	1400	650	5.662
1000	250	2.189	1450	700	6.094
1050	300	2.625	1500	750	6.525
1100	350	3.060	1550	800	6.956
1150	400	3.495	1600	850	7.386

#### 3.11.2. 220415CP cell0.2g 1回目 CA 測定

- ① 測定する装置をミリQで洗浄した。
- ② 0.1 M 水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mL をホールピペットで量りとり装置のセルに加えた。
- ③ D-グルコース 1.2657 g(0.07 mM)に②の水溶液を 10 mL 加えて 0.7 M グルコース溶液を 調整した。
- ④ 印加電圧 0.6 V、サンプリング時間 0.1 s でクロノアンペロメトリック測定を行なった。
- ⑤ スターラーによる撹拌を伴い測定した。
- ⑥ (3)の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

下の表は経過時間とその時のグルコースの合計量とセル内の濃度を示したものである。

表 3-11-2 セル内のグルコース濃度

経過時間	投入量	濃度	経過時間	投入量	濃度
/Sec	/µL	/mM	/Sec	/µL	/mM
250	0	0.0	800	550	4.797
300	50	0.4388	850	600	5.230
350	100	0.8771	900	650	5.662
400	150	1.315	950	700	6.094
450	200	1.752	1000	750	6.525
500	250	2.189	1050	800	6.956
550	300	2.625	1100	850	7.386
600	350	3.060	1150	900	7.816
650	400	3.495	1200	950	8.245
700	450	3.930	1250	1000	8.673
750	500	4.364			

#### 3.11.3. 220415CP cell0.2g 2 回目 CA 測定

- ① 1回目で測定した 220415 CP\_cell0.2g の電極をミリ Q 水で洗浄しプロワイプで水分を拭き取り、再度使用した。
- ② 測定する装置をミリQで洗浄した。
- ③ 0.1 M 水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mL をホールピペットで量りとり装置のセルに加えた。
- ④ D-グルコース 1.2657 g(0.07 mM)に③の水溶液を 10 mL 加えて 0.7 M グルコース溶液を 調整した。
- ⑤ 印加電圧 0.6 V、サンプリング時間 0.1 s でクロノアンペロメトリック測定を行なった。

- ⑥ スターラーによる撹拌を伴い測定した。
- (7) (4)の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

下の表は経過時間とその時のグルコースの合計量とセル内の濃度を示したものである。

表 3-11-3 セル内のグルコース濃度

経過時間	投入量	濃度	経過時間	投入量	濃度
/Sec	/µL	/mM	/Sec	/µL	/mM
750	0	0.0	1250	500	4.364
800	50	0.4388	1300	550	4.797
850	100	0.8771	1350	600	5.230
900	150	1.315	1400	650	5.662
950	200	1.752	1450	700	6.094
1000	250	2.189	1500	750	6.525
1050	300	2.625	1550	800	6.956
1100	350	3.060	1600	850	7.386
1150	400	3.495	1650	900	7.816
1200	450	3.930	1700	950	8.245

#### 3.11.4. 220415CP cell0.2g 3 回目 CA 測定

- ① 2回目で測定した 220415 CP\_cell0.2g の電極をミリ Q 水で洗浄しプロワイプで水分を拭き取り、再度使用した。
- ② 測定する装置をミリQで洗浄した。
- ③ 0.1 M 水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mL をホールピペットで量りとり装置のセルに加えた。
- ④ D-グルコース 1.2657 g(0.07 mM)に③の水溶液を 10 mL 加えて 0.7 M グルコース溶液を 調整した。
- ⑤ 印加電圧 0.6 V、サンプリング時間 0.1 s でクロノアンペロメトリック測定を行なった。
- ⑥ スターラーによる撹拌を伴い測定した。
- (7) (4)の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

表 3-11-4 セル内のグルコース濃度

経過時間	投入量	濃度
/Sec	/µL	/mM
450	0	0.0
500	50	0.4388
550	100	0.8771
600	150	1.315
650	200	1.752

# 3.11.5. 220906CP\_cell0.02g CA 測定

- ① 測定する装置をミリQで洗浄した。
- ② 0.1 M 水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mL をホールピペットで量りとり装置のセルに加えた。
- ③ D-グルコース 1.2582 g(0.07 mM)に②の水溶液を 10 mL 加えて 0.7 M グルコース溶液を 調整した。
- ④ 印加電圧 0.6 V、サンプリング時間 0.1 s でクロノアンペロメトリック測定を行なった。
- ⑤ スターラーによる撹拌を伴い測定した。
- ⑥ ③の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

表 3-11-5 セル内のグルコース濃度

経過時間	投入量	濃度	経過時間	投入量	濃度
/Sec	/µL	/mM	/Sec	/µL	/mM
1050	0	0.0	1500	130	1.133
1100	10	0.08729	1550	180	1.568
1150	20	0.1746	1600	230	2.002
1200	30	0.2618	1650	280	2.436
1250	40	0.3490	1700	380	3.302
1300	50	0.4362	1800	480	4.165
1350	60	0.5234	1900	580	5.027
1400	70	0.6105	2000	580	5.027
1450	80	0.6977			

#### 3.11.6. 220906CP cell0.2g 1 CA 測定

- ① 測定する装置をミリ O で洗浄した。
- ② 0.1 M 水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mL をホールピペットで量りとり装置のセルに加えた。
- ③ D-グルコース 1.2650 g(0.07 mM)に②の水溶液を 10 mL 加えて 0.7 M グルコース溶液を 調整した。
- ④ 印加電圧 0.6 V、サンプリング時間 0.1 s でクロノアンペロメトリック測定を行なった。
- ⑤ スターラーによる撹拌を伴い測定した。
- ⑥ ③の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

下の表は経過時間とその時のグルコースの合計量とセル内の濃度を示したものである。

表 3-11-6 セル内のグルコース濃度

経過時間	投入量	濃度	経過時間	投入量	濃度
/Sec	/µL	/mM	/Sec	/µL	/mM
550	0	0.0	1050	500	4.361
600	50	0.4386	1100	550	4.794
650	100	0.8766	1150	600	5.227
700	150	1.314	1200	650	5.659
750	200	1.751	1250	700	6.091
800	250	2.187	1300	750	6.522
850	300	2.623	1350	800	6.952
900	350	3.059	1400	850	7.382
950	400	3.493	1450	850	7.382
1000	450	3.928			

#### 3.11.7. 220906CP cell0.2g 2 2 回目 CA 測定

- ① CV で測定した 220906CP cell0.2g 2 をプロワイプで水分を拭き取り、再度使用した。
- ② 測定する装置をミリQで洗浄した。
- ③ 0.1 M 水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mL をホールピペットで量りとり装置のセルに加えた。
- ④ D-グルコース 1.2223 g(0.07 mM)に③の水溶液を 10 mL 加えて 0.7 M グルコース溶液を 調整した。
- ⑤ 印加電圧 0.6 V、サンプリング時間 0.1 s でクロノアンペロメトリック測定を行なった。
- ⑥ スターラーによる撹拌を伴い測定した。
- ⑦ (4)の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

表 3-11-7 セル内のグルコース濃度

経過時間	投入量	濃度	経過時間	投入量	濃度
/Sec	/µL	/mM	/Sec	/µL	/mM
650	0	0.0	1150	260	2.198
700	10	0.08480	1200	310	2.619
750	20	0.1696	1250	360	3.039
800	30	0.2543	1300	460	3.879
850	40	0.3391	1350	560	4.716
900	50	0.4238	1400	660	5.551
950	60	0.5085	1450	760	6.385
1000	110	0.9316	1500	860	7.216
1050	160	1.354	1550	960	8.045
1100	210	1.776	1600	960	8.045

# 3.11.8. 220906CP cell0.2g 3 CA 測定

- ① 測定する装置をミリQで洗浄した。
- ② 0.1 M 水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mL をホールピペットで量りとり装置のセルに加えた。
- ③ D-グルコース 1.2223 g(0.07 mM)に②の水溶液を 10 mL 加えて 0.7 M グルコース溶液を調整した。
- ④ 印加電圧 0.6 V、サンプリング時間 0.1 s でクロノアンペロメトリック測定を行なった。
- ⑤ スターラーによる撹拌を伴い測定した。
- ⑥ ③の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

表 3-11-8 セル内のグルコース濃度

経過時間	投入量	濃度	経過時間	投入量	濃度
/Sec	/µL	/mM	/Sec	/µL	/mM
450	0	0.0	850	80	0.6778
500	10	0.08480	900	90	0.7624
550	20	0.1696	950	100	0.8470
600	30	0.2543	1000	100	0.8470
650	40	0.3391	1450	150	1.270
700	50	0.4238	1500	200	1.692
750	60	0.5085	1550	250	2.114
800	70	0.5931	1600	300	2.535
850	80	0.6778	1650	350	2.955

# 3.11.9. 220906CP cell0.2g 4 CA 測定

- ① 測定する装置をミリQで洗浄した。
- ② 0.1 M 水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mL をホールピペットで量りとり装置のセルに加えた。
- ③ D-グルコース 1.2223 g(0.07 mM)に②の水溶液を 10 mL 加えて 0.7 M グルコース溶液を調整した。
- ④ 印加電圧 0.6 V、サンプリング時間 0.1 s でクロノアンペロメトリック測定を行なった。
- ⑤ スターラーによる撹拌を伴い測定した。
- ⑥ ③の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

表 3-11-9 セル内のグルコース濃度

経過時間	投入量	濃度	経過時間	投入量	濃度
/Sec	/µL	/mM	/Sec	/µL	/mM
950	0	0.0	1250	300	2.535
1000	50	0.4238	1300	400	3.375
1050	100	0.8470	1350	500	4.214
1100	150	1.270	1400	600	5.051
1150	200	1.692	1500	700	5.885
1200	250	2.114	1550	700	5.885

# 3.11.10.220906CP\_cell0.8g CA 測定

- ① 測定する装置をミリQで洗浄した。
- ② 0.1 M 水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mL をホールピペットで量りとり装置のセルに加えた。
- ③ D-グルコース 1.2223 g(0.07 mM)に②の水溶液を 10 mL 加えて 0.7 M グルコース溶液を 調整した。
- ④ 印加電圧 0 V、サンプリング時間 0.1 s でクロノアンペロメトリック測定を行なった。
- ⑤ スターラーによる撹拌を伴い測定した。
- ⑥ ③の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

表 3-11-10 セル内のグルコース濃度

経過時間	投入量	濃度	経過時間	投入量	濃度
/Sec	/μL	/mM	/Sec	/µL	/mM
1050	0	0.0	1500	130	1.133
1100	10	0.08729	1550	180	1.568
1150	20	0.1746	1600	230	2.002
1200	30	0.2618	1650	280	2.436
1250	40	0.3490	1700	380	3.302
1300	50	0.4362	1800	480	4.165
1350	60	0.5234	1900	580	5.027
1400	70	0.6105			

#### 3.12. 電極の作製 Ⅲ (ケッチェンブラックとナフィオン)

1-ブタノール中で層剥離して得たナノシート分散液 15 g にケッチェンブラック 0.01 g を加えてから減圧濃縮し、得た粉末をナフィオンと乳鉢で混合し、カーボンペースト(CP)とした。

#### 3.12.1. 220906CP naf5µL 1 & 220906CP naf5µL 2

- ① 220906Ni\_OH\_nano を 100 ml ナスフラスコに 15.2 g 量りとり、ケッチェンブラック 0.0114 g を入れた。
- ② ロータリーと 300 ml ナスフラスコを、ロータリーエバポレーターに接続した。
- ③ 冷却機は-10 ℃、恒温水槽 22 ℃に設定し減圧乾燥を行ったが、20 分後も変化がみられなかった為、25℃を 40 分間、30℃を 1 時間操作したが変化が見られなかった。
- ④ その後、直接ダイアフラムポンプにフラスコを接続し、手のひら温度で減圧乾燥を行ったが変化が見られなかった。
- ⑤ 後日、冷却機は-10 °C、恒温水槽 40 °Cで再度、2 時間減圧乾燥を行ったが変化が見られなかった。
- ⑥ その後、6階のロータリーエバポレーターで冷却機は-20 ℃、恒温水槽 40 ℃で 30 分減 圧操作を行ったが変化が見られなかった。
- ⑦ その後、オイルポンプを使用し5分間35℃で減圧操作を行った。
- ⑧ 少し、液体が残った状態で減圧乾燥を止め、1日間デシケーター内で減圧乾燥を行った。
- ⑨ SCPE カーボンペースト電極外径 3.0 mm 内径 1.6 mm にケッチェンブラックを約 0.002~g 詰め、残りをナフィオン  $5~\mu l$  量り取り先ほどの全乾燥物と混ぜた後、電極に詰めた。
- ⑩ 作成した2つの電極をそれぞれ220906CP naf5μL 1と220906CP naf5μL 2と命名した。

#### 3.12.2. 220906CP naf5µL 3

- ① 220906Ni\_OH\_nano\_3 を 100 ml ナスフラスコに 15.2 g 量りとり、ケッチェンブラック 0.0124 g を入れた。
- ② ロータリーと 300 ml ナスフラスコを、オイルポンプを使用し約 30 分間 30 ℃で減圧 操作を行った。
- ③ SCPE カーボンペースト電極外径 3.0 mm 内径 1.6 mm にケッチェンブラックを約 0.002~g 詰め、残りをナフィオン  $5~\mu l$  量り取り先ほどの乾燥物と混ぜた後、電極に詰めた。

#### 3.12.3. 220906CP naf10µL 1

① 220906Ni\_OH\_nano\_3 を 100 ml ナスフラスコに 15.2 g 量りとり、ケッチェンブラック 0.0124 g を入れた。

- ② ロータリーと 300 ml ナスフラスコを、オイルポンプを使用し約 30 分間 30 ℃で減圧操作を行った。
- ③ SCPE カーボンペースト電極外径 3.0 mm 内径 1.6 mm にケッチェンブラックを約  $0.002\,\mathrm{g}$  詰め、残りをナフィオン  $10\,\mu\mathrm{l}$  量り取り先ほどの乾燥物と混ぜた後、電極に詰めた。

#### $3.12.4.~220906CP~naf10\mu L~2$

- ① 220906Ni\_OH\_nano\_3 を 100 ml ナスフラスコに 15.1 g 量りとり、ケッチェンブラック 0.0139 g を入れた。
- ② ロータリーと 300 ml ナスフラスコを、オイルポンプを使用し約 30 分間 30 ℃で減圧操作を行った。
- ③ SCPE カーボンペースト電極外径 3.0 mm 内径 1.6 mm にケッチェンブラックを約  $0.002\,\mathrm{g}$  詰め、残りをナフィオン  $10\,\mu\mathrm{l}$  量り取り先ほどの乾燥物と混ぜた後、電極に詰めた。

### $3.12.5.~220906CP~naf15\mu L$

- ① 220906Ni\_OH\_nano\_3 を 100 ml ナスフラスコに 15.1 g 量りとり、ケッチェンブラック 0.0139 g を入れた。
- ② ロータリーと 300 ml ナスフラスコを、オイルポンプを使用し約 30 分間 30 ℃で減圧操作を行った。
- ③ SCPE カーボンペースト電極外径 3.0 mm 内径 1.6 mm にケッチェンブラックを約  $0.002\,\mathrm{g}$  詰め、残りをナフィオン  $15\,\mu\mathrm{l}$  量り取り先ほどの乾燥物と混ぜた後、電極に詰めた。

### 3.12.6. 220906CP naf20µL

- ① 220906Ni\_OH\_nano\_3 を 100 ml ナスフラスコに 15.1 g 量りとり、ケッチェンブラック 0.0139 g を入れた。
- ② ロータリーと 300 ml ナスフラスコを、オイルポンプを使用し約 30 分間 30 ℃で減圧操作を行った。
- ③ SCPE カーボンペースト電極外径 3.0 mm 内径 1.6 mm にケッチェンブラックを約  $0.002\,\mathrm{g}$  詰め、残りをナフィオン  $20\,\mathrm{\mu l}$  量り取り先ほどの乾燥物と混ぜた後、電極に詰めた。

## 3.13. サイクリックボルタンメトリー(CV)測定

作製した電極を作用極として、電解液は 0.1 M NaOH 水溶液、参照極には Ag/AgCl 電極、対極には白金線を使用し大気下で電気化学測定を行なった。

以下式に示すのは、グルコースを加えた時の濃度の計算式である。

セル内の濃度計算

$$C(mol L^{-1}) = \frac{\text{グルコース濃度}(mol L^{-1}) \times y(L)}{\text{開始前のセル内の溶液量}(L) + y(L)}$$

グルコース濃度:  $0.7 \text{ (mol } L^{-1})$ 開始前のセル内の溶液量: 0.08 Ly: 加えたグルコース溶液量(L)

## 3.13.1. 220906CP\_naf5μL\_1 CV 測定

- ① NaOH 1.2352 g にミリ Q 水 308 mL を加えて 0.1 M 水溶液を作製し、メスシリンダーを 用いて 80 mL セルに入れた。
- ② D-グルコース 2.5322 g に 0.1 M NaOH 溶液を 20 mL 加えて 0.7 M グルコース溶液を作製した。
- ③ 初期電位 0V、高電位 0.8V、低電位 0V でグルコースの濃度を変化させながら CV 測定を行い酸化還元反応の変化を確認した。

表 3-13-1 セル内のグルコース濃度

投入量	濃度
/µL	/mM
0	0.0
10	0.0878
100	2.19
500	17.6

#### 3.14. クロノアンペロメトリー(CA)測定

キャスト電極でサイクリックボルタンメトリーを測定した所、グルコースの酸化ピークが 0.5~0.7 V vs Ag/AgCl に現れた。そこで CP 電極に 0.6 V vs. Ag/AgCl を印加しながら、十分 撹拌している電解液に 0.7 M グルコース溶液を任意量加え、電流値の変化を調べた。 以下式に示すのは、電流密度の計算式とグルコースを加えた時の濃度の計算式である。 電流密度の計算式

$$I(mA cm^{-2}) = \frac{X(A)}{\overline{\epsilon} \overline{k} \overline{k} \overline{m} \overline{d}(cm^2)}$$

x:グルコース濃度における電流量

電極直径:0.16 cm

電極表面積: 0.020106 cm2

セル内の濃度計算

グルコース濃度:  $0.7 \pmod{L^{-1}}$ 開始前のセル内の溶液量: 0.08 Lv: 加えたグルコース溶液量(L)

また、電極のグルコース濃度における電流密度のグラフを作成するにあたり、決定係数(R<sup>2</sup>)が 0.99 以上を取るように滴下データを後ろもしくは前から連続してデータ除去を行ない、近侍曲線を作成した。

#### 3.14.1. 220906CP naf5μL 2 CA 測定

- ① 測定する装置をミリQで洗浄した。
- ② 水酸化ナトリウム 1.1747 g にミリ Q 水 293 mL を加え 0.1 M 水酸化ナトリウム水溶液 (0.01 mM)を調整した。
- ③ ②の水溶液 80 mL をメスシリンダーで量りとり装置のセルに加えた。
- ④ D-グルコース 1.2659 g(0.07 mM)に②の水溶液を 10 mL 加えて 0.7 M グルコース溶液を 調整した。
- ⑤ 印加電圧 0V、サンプリング時間 0.1s でクロノアンペロメトリック測定を行なった。
- ⑥ スターラーによる撹拌を伴い測定した。
- (7) **(4)**の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

表 3-14-1 セル内のグルコース濃度

経過時間	投入量	濃度	経過時間	投入量	濃度
/Sec	/µL	/mM	/Sec	/µL	/mM
550	0	0.0	1050	500	4.365
600	50	0.4390	1100	550	4.799
650	100	0.8774	1150	600	5.231
700	150	1.315	1200	650	5.664
750	200	1.753	1250	700	6.096
800	250	2.189	1300	750	6.527
850	300	2.626	1350	800	6.958
900	350	3.061	1400	850	7.388
950	400	3.496	1450	850	7.388
1000	450	3.931			

## 3.14.2. 220906CP naf5μL 3 CA 測定

- ① 測定する装置をミリQで洗浄した。
- ② 0.1 M 水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mL をメスシリンダーで量りとり装置のセルに加えた。
- ③ D-グルコース 1.2582 g(0.07 mM)に 0.1 M 水酸化ナトリウム水溶液を 10 mL 加えて 0.7 M グルコース溶液を調整した。
- ④ 印加電圧 0.6 V、サンプリング時間 0.1 s でクロノアンペロメトリック測定を行なった。
- ⑤ スターラーによる撹拌を伴い測定した。
- ⑥ ③の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

表 3-14-2 セル内のグルコース濃度

経過時間	投入量	濃度	経過時間	投入量	濃度
/Sec	/µL	/mM	/Sec	/µL	/mM
450	0	0.0	850	240	2.089
500	10	0.008729	900	290	2.522
550	20	0.1746	950	340	2.956
600	30	0.2618	1000	440	3.820
650	40	0.3490	1100	540	4.682
700	90	0.7848	1200	640	5.543
750	140	1.220	1300	740	6.401
800	190	1.655	1400	740	6.401

#### 3.14.3. 220906CP naf10μL 1 CA 測定

- ① 測定する装置をミリQで洗浄した。
- ② 0.1 M 水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mL をメスシリンダーで量りとり装置のセルに加えた。
- ③ D-グルコース 1.2582 g(0.07 mM)に 0.1 M 水酸化ナトリウム水溶液を 10 mL 加えて 0.7 M グルコース溶液を調整した。
- ④ 印加電圧 0.6 V、サンプリング時間 0.1 s でクロノアンペロメトリック測定を行なった。
- ⑤ スターラーによる撹拌を伴い測定した。
- ⑥ ③の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

表 3-14-3 セル内のグルコース濃度

経過時間	投入量	濃度	経過時間	投入量	濃度
/Sec	/µL	/mM	/Sec	/µL	/mM
1350	0	0.0	1750	240	2.089
1400	10	0.08729	1800	290	2.522
1450	20	0.1746	1850	340	2.956
1500	30	0.2618	1900	440	3.820
1550	40	0.3490	2000	540	4.682
1600	90	0.7848	2100	640	5.543
1650	140	1.220	2200	740	6.401
1700	190	1.655	2300	740	6.401

#### 3.14.4. 220906CP naf10μL 2 1 回目 CA 測定

- ① 測定する装置をミリQで洗浄した。
- ② 0.1 M 水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mL をメスシリンダーで量りとり装置のセルに加えた。
- ③ D-グルコース 1.2245 g(0.07 mM)に 0.1 M 水酸化ナトリウム水溶液を 10 mL 加えて 0.7 M グルコース溶液を調整した。
- ④ 印加電圧 0.6 V、サンプリング時間 0.1 s でクロノアンペロメトリック測定を行なった。
- ⑤ スターラーによる撹拌を伴い測定した。
- ⑥ ③の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

下の表は経過時間とその時のグルコースの合計量とセル内の濃度を示したものである。

表 3-14-4 セル内のグルコース濃度

経過時間	投入量	濃度	経過時間	投入量	濃度
/Sec	/µL	/mM	/Sec	/µL	/mM
2450	0	0.0	3800	700	5.896
2500	10	0.08495	3900	800	6.729
2550	20	0.1699	4000	900	7.561
2600	30	0.2548	4200	1000	8.391
2650	40	0.3397	4300	1100	9.219
2700	50	0.4245	4400	1200	10.04
3000	100	0.8485	4500	1300	10.87
3100	150	1.272	4600	1400	11.69
3200	200	1.695	4700	1500	12.51
3300	250	2.117	4800	1600	13.33
3400	300	2.539	4900	1700	14.14
3500	400	3.381	5000	1800	14.96
3600	500	4.222	5100	1900	15.77
3700	600	5.060	5200	2000	16.58

#### 3.14.5. 220906CP naf10μL 2 2 回目 CA 測定

- ① 測定する装置をミリQで洗浄した。
- ② 0.1 M 水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mL をメスシリンダーで量りとり装置のセルに加えた。
- ③ D-グルコース 1.2245 g(0.07 mM)に 0.1 M 水酸化ナトリウム水溶液を 10 mL 加えて 0.7 M グルコース溶液を調整した。
- ④ 印加電圧 0.6 V、サンプリング時間 0.1 s でクロノアンペロメトリック測定を行なった。

- ⑤ スターラーによる撹拌を伴い測定した。
- ⑥ ③の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

下の表は経過時間とその時のグルコースの合計量とセル内の濃度を示したものである。

表 3-14-5 セル内のグルコース濃度

経過時間	投入量	濃度	経過時間	投入量	濃度
/Sec	/µL	/mM	/Sec	/µL	/mM
450	0	0.0	1350	460	3.886
500	10	0.08495	1400	460	3.886
550	20	0.1699	1500	560	4.725
600	30	0.2548	1600	660	5.561
650	40	0.3397	1700	660	5.561
700	50	0.4245	1800	760	6.396
750	60	0.5094	1900	860	7.229
800	60	0.5094	2000	960	8.059
1000	110	0.9333	2100	960	8.059
1050	160	1.357	2200	1060	8.888
1100	210	1.779	2300	1160	9.714
1150	260	2.202	2400	1260	10.54
1200	310	2.624	2500	1260	10.54
1250	360	3.045	2700	1360	11.36
1300	410	3.466	2800	1360	11.36

### 3.14.6. 220906CP naf10μL 2 3 回目 CA 測定

- ① 測定する装置をミリQで洗浄した。
- ② 0.1 M 水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mL をメスシリンダーで量りとり装置のセルに加えた。
- ③ D-グルコース 1.2245 g(0.07 mM)に 0.1 M 水酸化ナトリウム水溶液を 10 mL 加えて 0.7 M グルコース溶液を調整した。
- ④ 印加電圧 0.6 V、サンプリング時間 0.1 s でクロノアンペロメトリック測定を行なった。
- ⑤ スターラーによる撹拌を伴い測定した。
- ⑥ (3)の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

表 3-14-6 セル内のグルコース濃度

経過時間	投入量	濃度	経過時間	投入量	濃度
/Sec	/µL	/mM	/Sec	/µL	/mM
650	0	0.0	1250	350	2.961
700	10	0.08495	1300	400	3.381
750	20	0.1699	1350	450	3.802
800	30	0.2548	1400	450	3.802
850	30	0.2548	1600	550	4.641
900	40	0.3397	1700	650	5.478
950	50	0.4245	1800	750	6.313
1000	100	0.8485	1900	850	7.146
1050	150	1.272	2000	950	7.976
1100	200	1.695	2100	1050	8.805
1150	250	2.117	2200	1050	8.805
1200	300	2.539			

## 3.14.7. 220906CP naf15μL CA 測定

- ① 測定する装置をミリOで洗浄した。
- ② 0.1 M 水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mL をメスシリンダーで量りとり装置のセルに加えた。
- ③ D-グルコース 1.2582 g(0.07 mM)に 0.1 M 水酸化ナトリウム水溶液を 10 mL 加えて 0.7 M グルコース溶液を調整した。
- ④ 印加電圧 0.6 V、サンプリング時間 0.1 s でクロノアンペロメトリック測定を行なった。
- ⑤ スターラーによる撹拌を伴い測定した。
- ⑥ ③の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

表 3-14-7 セル内のグルコース濃度

経過時間	投入量	濃度	経過時間	投入量	濃度
/Sec	/µL	/mM	/Sec	/µL	/mM
550	0	0.0	950	240	2.089
600	10	0.08729	1000	290	2.522
650	20	0.1746	1050	340	2.956
700	30	0.2618	1100	440	3.820
750	40	0.3490	1200	540	4.682
800	90	0.7848	1300	640	5.543
850	140	1.220	1400	740	6.401
900	190	1.655	1500	740	6.401

## 3.14.8. 220906CP naf20μL CA 測定

- ① 測定する装置をミリQで洗浄した。
- ② 0.1 M 水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mL をメスシリンダーで量りとり装置のセルに加えた。
- ③ D-グルコース 1.2582 g(0.07 mM)に 0.1 M 水酸化ナトリウム水溶液を 10 mL 加えて 0.7 M グルコース溶液を調整した。
- ④ 印加電圧 0.6 V、サンプリング時間 0.1 s でクロノアンペロメトリック測定を行なった。
- ⑤ スターラーによる撹拌を伴い測定した。
- ⑥ ③の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

表 3-14-8 セル内のグルコース濃度

経過時間	投入量	濃度	経過時間	投入量	濃度
/Sec	/µL	/mM	/Sec	/µL	/mM
750	0	0.0	1150	240	2.089
800	10	0.08729	1200	290	2.522
850	20	0.1746	1250	340	2.956
900	30	0.2618	1300	440	3.820
950	40	0.3490	1400	540	4.682
1000	90	0.7848	1500	640	5.543
1050	140	1.220	1600	740	6.401
1100	190	1.655	1700	740	6.401

## 4. 結果・考察

#### 4.1. 塩基性酢酸ニッケルの合成について

以下の図は塩基性酢酸ニッケルの XRD 測定の結果である。

合成した塩基性酢酸ニッケルやイオン交換合成物を全て六方晶系と仮定し、指数付けを行なった。

ブラッグの式

$$2d \sin\theta = n\lambda$$

$$d = \frac{n\lambda}{2sin\theta}$$

 $\lambda = 1.54 \text{ Å} = 1.54 \times 10^{-10} \text{ m}$ 

文献値<sup>[3]</sup>は六方晶系  $\alpha$ =3.106(3) Å, c=10.64(3)Å であった。

六方晶における原点と平面の距離は

$$\frac{1}{d^2} = \frac{4(h^2 + hk + k^2)}{3a^2} + \frac{l^2}{c^2}$$

と表される。

$$h \ k \ l = 100 \ 110 \ \ \text{lt} \ \ a = d \sqrt{\frac{4(h^2 + hk + k^2)}{3}}$$

である。

以下の表はそれぞれ帰属したピークの層間距離を  $CellCalc^{[8]}$ により求められた格子定数 c である。

# 4.1.1. 220415Ni OH OAcの XRD 結果




図 4.1.1. 220415Ni\_OH\_OAc の XRD

 $c=10.92\pm0.85$  とおおむね一致し、生成物は塩基性酢酸ニッケル  $Ni_2(OH)_3(CH_3COO)$ ・ $H_2O$  と考えられる。

# 4.1.2. 220906Ni OH OAcの XRD 結果





図 4.1.2. 220906Ni\_OH\_OAc の XRD

 $c = 10.83 \pm 0.89$  とおおむね一致し、生成物は塩基性酢酸ニッケル  $Ni_2(OH)_3(CH_3COO) \cdot H_2O$  と考えられる。

## 4.1.3. 220914Ni OH OAcの XRD 結果



 $\boxtimes$  4.1.3. 220914Ni\_OH\_OAc  $\oslash$  XRD

 $c=11.12\pm0.94$  とおおむね一致したが、生成物は不純物を含んだ塩基性酢酸ニッケル  $Ni_2(OH)_3(CH_3COO)$ ・ $H_2O$  と考えられる。

# 4.1.4. 221003Ni OH OAcの XRD 結果




図 4.1.4. 221003Ni\_OH\_OAc の XRD

 $c=10.89\pm0.85$  とおおむね一致したが、生成物は不純物を含んだ塩基性酢酸ニッケル  $Ni_2(OH)_3(CH_3COO)$ ・ $H_2O$  と考えられる。

## 4.1.5. 221006Ni OH OAcの XRD 結果




図 4.1.5. 221006Ni\_OH\_OAc ⊘ XRD

 $c = 10.83 \pm 0.89$  とおおむね一致し、生成物は塩基性酢酸ニッケル  $Ni_2(OH)_3(CH_3COO) \cdot H_2O$  と考えられる。

# 4.1.6. 221128Ni\_OH\_OAc の XRD 結果





図 4.1.6. 221128Ni\_OH\_OAc の XRD

生成物は不純物を多く含んだ塩基性酢酸ニッケル $Ni_2(OH)_3(CH_3COO) \cdot H_2O$  と考えられる。

# 4.1.7. 221219Ni\_OH\_OAc の XRD 結果



 $\boxtimes$  4.1.7 221219Ni\_OH\_OAc  $\oslash$  XRD

生成物は目的物である塩基性酢酸ニッケルは得られなかったと考える。

## 4.2. イオン交換について

以下の図はイオン交換後の Ni OH DS の XRD 測定の結果である。

# 4.2.1. 220415Ni\_OH\_DS の XRD 結果




図 4.2.1. 220415Ni\_OH\_DS の XRD

## 4.2.2. 220906Ni OH DS の XRD 結果




図 4.2.2. 220906Ni OH DS の XRD

## 4.2.3. 220914Ni OH DS の XRD 結果




図 4.2.3. 220914Ni\_OH\_DS の XRD

## 4.3. サイクリックボルタンメトリー(CV)測定について

## 4.3.1. 220415CP para5μL CV 結果

以下に流動パラフィンで修飾した電極でグルコースを  $0,10,100,500~\mu L$  ずつ加えた時の酸化 還元電位を示す。




図 4.3.1.1. 220415CP para5µL CV




図 4.3.1.2. 220415CP\_para5µL の濃度に対する 0.6 V vs Ag/AgCl 時の電流量

0.6 V vs Ag/AgCl に酸化反応が起こっていると仮定してグルコース濃度における電流量の変化をグラフ化したところ、少しずつだが酸化反応による電流量の増加が見られた。

## 4.3.2. 220415Cast 1 1 回目 CV 結果

以下にキャスト法を用いて作成した電極でグルコースを  $0,250,400,600,800~\mu L$  ずつ加えた時の酸化還元電位を示す。




図 4.3.2.1. 220415Cast 1 1 回目 CV




図 4.3.2.2. 220415Cast\_1\_1 回目の濃度における電流量

キャスト電極では 220415E\_CP\_1 のカーボンペースト電極と比べて大きく酸化還元ピーク があわられた。これは、ニッケルはグルコースを酸化しうること、カーボンペースト電極 作成時の流動パラフィンが反応を阻害している可能性があることを示している。

## 4.3.3. 220906CP cell0.2g 2 1 回目 CV 結果

以下にセルロースナノファイバーで修飾した電極でグルコースを  $0,10,100,500~\mu L$  ずつ加え た時の酸化還元電位を示す。




図 4.3.3.1. 220906CP cell0.2g 2 1 回目 CV





図 4.3.3.2. 220906CP cell0.2g 2 1 回目 濃度における電流量

220415CP\_para\_5 $\mu$ L の流動パラフィンを使用した電極よりも 220906CP\_cell0.2g\_2\_1 回目の セルロースナノファイバーを使用した電極の方がグルコース濃度における電流量が増え、 グラフ傾きも  $0.133~\mu$ A/mM から  $3.91~\mu$ A/mM と 29 倍に増加していた。

#### 4.3.4. 220906CP naf5μL 1 CV 結果

以下にナフィオンで修飾した電極でグルコースを  $0,10,100,500~\mu L$  ずつ加えた時の酸化還元電位を示す。



 $\boxtimes$  4.3.4.1. 220906CP naf5 $\mu$ L 1 CV




図 4.3.4.2. 220906CP\_naf5μL\_1 濃度に対する電流量

220906CP\_cell0.2g\_2\_1 回目のセルロースナノファイバーを使用した電極よりも220906CP\_naf5 $\mu$ L\_1 のナフィオンを使用した電極の方がグルコース濃度における電流量が増え、グラフ傾きも 3.91  $\mu$ A/mM から 15.4  $\mu$ A/mM と 3.9 倍に増加していた。

## 4.3.5. 220914CP cell500μL CV 結果

以下にセルロースナノファイバーで修飾した電極でグルコースを  $0,10,100,400~\mu L$  ずつ加え た時の酸化還元電位を示す。




図 4.3.5.1 220914CP\_ cell500µL CV




図 4.3.5.2. 220914CP\_ cell500µL 濃度に対する電流量

セルロースナノファイバーを添加しすぎると、電流量の低下が見られた。 セルロースナノファイバーは絶縁体<sup>[9]</sup>であるため、グルコース酸化時の電流が流れにくかったと考える

## 4.4. クロノアンペロメトリー(CA)測定について

## 4.4.1. 220415Cast 1 2 回目 CA 結果




図 4.4.1.1 220415Cast 1 2 回目 CA





図 4.4.1.2 220415Cast\_1\_2 回目 濃度に対する電流密度

最初のグルコース滴下3回程度は濃度に応じて電流量が比例して流れていることが確認できた。しかし、滴下4回目移行からは電流量の低下が見られた。

## 4.4.2. 220415Cast 2 CA 結果






図 4.4.2.2 220415Cast 2 濃度に対する電流密度

同じグルコース量  $50~\mu$ L を滴下し続けたが、最初の 3 回以降から、グルコースを滴下後に電流量が低下しており、電流の上がり幅が均一ではないことがわかった。220415Cast\_1 でも同様に 4 回目以降の測定が安定していないため、キャスティング法で作成したキャスト電極では電極表面のナノシートの保持が難しいことが考えられる。

## 4.4.3. 220415CP cell0.02g CA 結果




図 4.4.3.1 220415CP cell0.002g CA




図 4.4.3.2 220415CP\_cell0.002g 濃度に対する電流密度

水酸化ナトリウム溶液に電極を入れた段階で、電極に詰めたナノシートが溶液内に落ちていくのが確認できた。ナノシートが剥がれ落ちることによって電極表面のナノシートがグルコースに接触する量に差が生まれ、不均一なグラフになったと考える。

## 4.4.4. 220415CP cell0.2g 1回目 CA 結果




図 4.4.4.1. 220415CP cell0.2g 1 回目 CA




図 4.4.4.2. 220415CP\_cell0.2g\_1 回目 濃度に対する電流密度

初回からのグルコース滴下後に電流密度が低下している。

## 4.4.5. 220415CP cell0.2g 2回目 CA 結果




図 4.4.5.1 220415CP cell0.2g 2 回目 CA




図 4.4.5.2 220415CP\_cell0.2g\_2 回目 濃度に対する電流密度

220415CP\_cell0.2g\_1 回目での反応と比べて、グルコース滴下 1 回目と 2 回目の電流密度の増加の差が大きくなっている。しかし、220415CP\_cell0.2g\_1 回目で見られた滴下後の電流密度低下が見られなくなった。

# 4.4.6. 220415CP\_cell0.2g\_3 回目 CA 結果




図 4.4.6.1 220415CP\_cell0.2g\_3 回目 CA




図 4.4.6.2. 220415CP\_cell0.2g\_3 回目 濃度に対する電流密度

## 4.4.7. 220906CP cell0.02g CA 結果




図 4.4.7.1 220906CP\_cell0.02g CA




図 4.4.7.2 220906CP cell0.02g 濃度に対する電流密度

水酸化ナトリウム溶液に電極を入れた段階で、電極に詰めたナノシートが溶液内に落ちていくのが確認できた。しかし、安定するまで待った後に測定を行うとグルコース濃度 4mM 程度まではグルコース濃度に比例して測定できていた。

4.4.8. 220906CP\_cell0.2g\_1 CA 結果




図 4.4.8.1. 220906CP\_cell0.2g\_1 CA




図 4.4.8.2. 220906CP\_cell0.2g\_1 濃度に対する電流密度

グルコース濃度 2.5 mM 程度までは比例してグルコースの測定ができている。 電流密度が安定するまで、様子を見るべきだった。

## 4.4.9. 220906CP cell0.2g 2 2 回目 CA 結果




図 4.4.9.1. 220906CP cell0.2g 2 2 回目 CA




図 4.4.9.2. 220906CP\_cell0.2g\_2\_2 回目 濃度に対する電流密度

線形範囲は 0-8.04 mM とこれまでに測定した電極内で広い範囲を測定することができていた。CV 測定後の CA 測定ということもあり、電極が水酸化ナトリウム水溶液に馴染んでいることが原因の1つと考えた。

## 4.4.10. 220906CP cell0.2g 3 CA 結果




図 4.4.10.1. 220906CP\_cell0.2g\_3 CA




図 4.4.10.2. 220906CP\_cell0.2g\_3 濃度に対する電流密度

1000-1450 s の間は滴下を止めていた期間であったが、急激な電流密度の低下が見られた。 ナノシートが剥がれ落ちたためと考える。その後、1500 s から滴下を開始したが、0.25 mA/cm<sup>2</sup> で電流密度が飽和した。

## 4.4.11. 220906CP cell0.2g 4 CA 結果




図 4.4.11.1. 220906CP\_cell0.2g\_4 CA




図 4.4.11.2 220906CP\_cell0.2g\_4 濃度に対する電流密度

 $10~\text{mA/cm}^2$ あたりで電流密度が飽和した。 $220906\text{CP\_cell0.2g\_2\_2}$ 回目の時は  $15~\text{mA/cm}^2$  であったことを考えると、電極表面が水酸化ナトリウム水溶液に馴染んだことによる精度 向上が原因の 1~つに考えられる。

# 4.4.12. 220906CP\_cell0.8g CA 結果




図 4.4.12.1. 220906CP\_cell0.8g CA





図 4.4.12.2. 220906CP\_cell0.8g 濃度に対する電流密度

セルロースナノファイバーを過剰に入れてみると、0.2~g での場合と比べて電流密度の低下が見られた。セルロースナノファイバーは絶縁体 $^{[5]}$ であるため、電流を通しにくくなったと考える。

# 4.4.13. 220906CP\_naf5μL\_2 CA 結果



Time / s

図 4.4.13.1 220906CP\_naf5µL\_2 CA

印加電圧を CV の初期電位と勘違いし 0 V と設定してしまった為、無効なデータとなった。

## 4.4.14. 220906CP naf5μL 3 CA 結果




図 4.4.14.1. 220906CP naf5µL 3 CA




図 4.4.14.2 220906CP\_naf5µL\_3 濃度に対する電流密度

グルコース滴下  $500\,\mathrm{s}$  前の電流密度の低下は、電極表面が安定するまで待ちきれていなかったためである。また、 $220906\mathrm{CP}_\mathrm{cell0.2g}$ 22 回目と同程度の性能を保持していることがわかったが、電流密度が飽和するまで滴下し続けるべきだった。

## 4.4.15. 220906CP naf10μL 1 CA 結果




図 4.4.15.1. 220906CP naf10µL 1 CA




図 4.4.15.2. 220906CP\_naf10µL\_1 濃度に対する電流密度

220906CP\_naf5 $\mu$ L\_3 に比べて、グルコースによる電流密度の傾きが 1.211 mA cm<sup>-2</sup> mM<sup>-1</sup> から 2.818 mA cm<sup>-2</sup> mM<sup>-1</sup> と 2.3 倍と大きくなった。

## 4.4.16. 220906CP naf10μL 2 1回目 CA 結果




図 4.4.16.1. 220906CP naf10µL 2 1 回目 CA




図 4.4.16.2. 220906CP\_naf10µL\_2\_1回目 濃度に対する電流密度

グルコース濃度が約 5 mM から線形範囲から外れている。ナフィオンを使用した他の電極でも同じような反応を見せた。

## 4.4.17. 220906CP naf10μL 2 2回目 CA 結果




図 4.4.17.1. 220906CP naf10µL 2 2 回目 CA




図 4.4.17.2 220906CP\_naf10µL\_2\_2 回目 濃度に対する電流密度

2回目の測定からか、電流密度が安定しなかった。

## 4.4.18. 220906CP naf10μL 2 3 回目 CA 結果




図 4.4.18.1. 220906CP naf10µL 2 3 回目 CA




図 4.4.18.2. 220906CP naf10μL 2 3 回目 濃度に対する電流密度

同じ電極の測定 3 回目にもかかわらず、220906CP\_naf10 $\mu$ LL\_2\_2 回目よりも安定していた。また、今回の電極は 220906CP\_naf10 $\mu$ LL\_2\_1 回目や 220906CP\_naf10 $\mu$ LL\_2\_2 回目よりグルコース濃度における電流密度の傾きは小さかったが、線形範囲は広く大きくなっていることがわかった。章 4.5. でこれらの比較を行なった。

# 4.4.19. 220906CP\_naf15μL CA 結果




図 4.4.19.1. 220906CP\_naf15μL CA





図 4.4.19.2. 220906CP\_naf15µL 濃度に対する電流密度

電流密度が飽和するまで滴下し続けるべきだった。

# 4.4.20. 220906CP\_naf20μL CA 結果



四 4.4.20.1 220700CI \_IIaI20μL CA




図 4.4.20.2. 220906CP\_naf20µL 濃度に対する電流密度

正常に測定できているとは言えない電極であった。

### 4.5. データ比較

上記の結果について、いくつかデータの比較を行なった。

バインダーにセルロースナノファイバーを用いた電極の濃度に対する電流量の比較を行った。




図 4.5.1. セルロースナノファイバーを用いた電極の濃度に対する電流量の比較

表 4.5.1. セルロースナノファイバーを用いた電極における線形範囲、感度と決定係数

	線形範囲 (mM)	感度(mA mM <sup>-1</sup> cm <sup>-2</sup> )	決定係数 R <sup>2</sup>
220415CP_cell0.2g_	0~1.31	0.3052	0.9182
1回目			
220906CP_cell0.2g_1	0~2.62	0.8033	0.9932
220906CP_cell0.2g_3	0~0.339	0.5039	0.9951
220906CP_cell0.2g_4	0~3.37	0.8958	0.9930

図 4.5.1.より、ニッケル水酸化物ナノシート固定電極がグルコースに対して反応し電流を流すことは確認できた。220906CP\_cell0.2g\_1 と 220906CP\_cell0.2g\_4 の電極では電流密度が 10 mA cm $^{-2}$ 程度で飽和したが、220415CP\_cell0.2g\_1 回目と 220906CP\_cell0.2g\_3 の電極では電極は  $0.5 \, \text{mA cm}^{-2}$ 程度を示すなど、再現性に乏しかった。原因の  $1 \, \text{つに、セルロースナノファイバーに含まれる水分が、電極作製後に蒸発し空気の隙間ができることにより、グルコースとの接地表面積が電極ごとに変化することが考えられる。また、セルロースナノファイバーの絶縁体<math>^{[9]}$ による効果が電流密度の低下に関係していると考えている。

これらの結果から、セルロースナノファイバーをバインダーに用いた電極では、複数回測定が難しく、同じ手法で製作しても再現性に乏しいことが判明した。

バインダーとしてセルロースナノファイバーを用いた 220415CP\_cell0.2g 電極を作製し、複数回測定を行なった比較図を示す。




図 4.5.2. 220415CP cell0.2g 電極の時間に対する電流密度の複数回測定の比較




図 4.5.3. 220415CP\_cell0.2g 電極の濃度に対する電流密度の複数回測定の比較

表 4.5.2. 220415CP cell0.2g 電極の複数回測定における線形範囲、感度と決定係数

	線形範囲 (mM)	感度(mA mM <sup>-1</sup> cm <sup>-2</sup> )	決定係数 R <sup>2</sup>
1回目	0~1.31	0.3052	0.9182
2回目	0~0.88	0.0307	0.9086
3回目	0~0.88	0.0324	0.8424

図 4.5.2. より、220415CP\_cell0.2g\_1回目のグルコース滴下後に電流密度が低下し続ける反応が見られた。また、測定 2回目以降から測定 1回目に比べて電流密度が 1/10 に低下していた。また、220415CP\_cell0.2g\_1回目や 220415CP\_cell0.2g\_2回目での反応と比べて、グルコース滴下 1回目と 2回目の電流密度の増加の差が大きくなっている。電極洗浄時にミリQ水で電極表面にグルコースから酸化して生成されるグルコン酸など付着していた物質が洗い流されたためと考える。滴下 1回目はグルコースに対して反応したが、酸化したグルコン酸が電極表面に付着し始め、ニッケル水酸化物ナノシートとグルコースとの反応を阻害するため、電流密度が低下した可能性がある。

次にバインダーにナフィオンを用いた電極の濃度に対する電流量の比較を行った。




図 4.5.4. ナフィオンを用いた電極の濃度に対する電流量の比較

表 4.5.3. ナフィオンを用いた電極における線形範囲、感度と決定係数

	線形範囲 (mM)	感度(mA mM <sup>-1</sup> cm <sup>-2</sup> )	決定係数 R <sup>2</sup>
220906CP_naf5μL_3	0.349~6.40	1.2128	0.9974
220906CP_naf10μL_1	0~5.54	2.8178	0.9946
220906CP_naf10μL_2_	0~6.73	2.2533	0.9853
1 回目			
220906CP_naf15μL	0~6.40	1.5766	0.9973

図 4.5.4.より、グルコースに対して反応し電流を流すことは確認できた。220906CP\_naf5µL\_3 では、グルコースが 0~0.349 mM の低濃度では、電流密度が下がる反応を見せたため、線形範囲から除外した。これは電極が安定するまでグルコースの滴下を待てなかったのが原因である。ナフィオン溶液を用いた電極はセルロースナノファイバーを用いた電極より濃度に対する電流増加量(感度)が大きく、電流密度が低い電極は無かった。結果として、ナフィオンは再現性が乏しいとは言えない電極であった。

バインダーとしてナフィオンを用いた 220906 $CP_naf10\mu L_2$  電極を作製し、複数回測定を行なった比較図を示す。




図 4.5.5. 220906CP naf10µL 2 電極の時間に対する電流密度の複数回測定の比較




図 4.5.6. 220906CP\_naf10µL\_2 を用いて複数回測定した電極の濃度に対する電流量の比較

表 4.5.4. 220906CP naf10µL 2 電極の複数回測定における線形範囲、感度と決定係数

	線形範囲 (mM)	感度(mA mM <sup>-1</sup> cm <sup>-2</sup> )	決定係数 R <sup>2</sup>
1回目	0~6.73	2.2533	0.9853
2回目	0~3.46	3.4265	0.9884
3回目	0~7.98	1.3460	0.9948

また、グルコース滴下後に電流密度が低下し続ける反応は見られなかった。測定3回目の線 形範囲は、複数回測定の中では一番広いが、感度は一番低い結果となった。測定回数2回目 が1回目に比べて感度がわずかに高かったが、3回目の感度は低下した。まだ複数回の測定 での安定性は課題であるが、ニッケル水酸化物ナノシート固定電極によりグルコース酸化 が可能であることが示された。 セルロースナノファイバーをバインダーに用いた電極の中で、線形範囲と感度がもっとも 良好であった 220906CP\_cell0.2g\_4 電極とナフィオンをバインダーに用いた電極の中で、感 度が最も良好であった 220906CP\_naf10 $\mu$ L\_1 電極を比較した。




図 4.5.7. 電極の濃度に対する電流量の比較




図 4.5.8. 電極の濃度に対する電流量の比較

表 4.5.5. 電極における線形範囲、感度と決定係数

	線形範囲 (mM)	感度(mA mM <sup>-1</sup> cm <sup>-2</sup> )	決定係数 R <sup>2</sup>
220906CP_naf10μL_1	0~5.54	2.8178	0.9946
220906CP_cell0.2g_4	0~3.37	0.8958	0.9930

表 4.5.5.より、線形範囲と感度と共にナフィオンの方がセルロースナノファイバーより良好であった。図 4.5.7.より、どちらもグルコース滴下後の安定性に乏しかったが、今回の実験から、カーボンペースト電極作製のバインダー材はセルロースナノファイバーよりナフィオンの方が適していると判明した。

### 5. 結言

今回の実験で過去の実験操作を基に、ニッケル水酸化物ナノシートを使ってグルコースを 直接酸化させ、電流応答を得ることができた。さらに作製した電極の感度向上を目指すため に2つの方法を試した。

1 つ目としてセルロースナノファイバーをバインダーとしてカーボンペースト電極を作製したが、再現性を得ることが難しかった。また、グルコース滴下後に電流密度の低下などが見られた。

2 つ目としてナフィオンをバインダーとしてカーボンペースト電極を作製した。結果として、 再現性を得ることができ、セルロースナノファイバーより線形範囲と感度が良好であるこ とが判明した。しかし、測定 3 回目から電流密度が低下しており複数回の測定での安定性は 課題であるが、ニッケル水酸化物ナノシート固定電極によりグルコース酸化が可能である ことが示された。

#### 6. 謝辞

本研究においてご指導していただいた安澤 幹人先生、倉科 昌先生に深く御礼申し上げます。また、XRD 測定においてご協力して頂いた村井 啓一郎先生に深く感謝いたします。

#### D3 趙 雨濛様

- M2 京川 翔哉様、久保 智輝様、坪平 遥河様、寺内 健様、橋本 一輝様
- M1 佐藤 優介様、中野 輝一様
- B4 宇垣 修作様、島原 一翠様、釣上 真輝様、西村 海人様、桃本 和佳様

### 7. 参考文献

文献[1] 厚生労働省"ブドウ糖"e-ヘルスネット

(https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/food/ye-030.html)

文献[2] Feng Gao, Yizhen Yang, Weiwei Qiu, Zhiping Song, Qingxiang Wang, and Li Niu, "Ni<sub>3</sub>C/Ni Nanochains for Electrochemical Sensing of Glucose" *ACS Applied Nano Materials*. **2021**, 4, 8520–8529

文献[3] Joseph Wang, "Electrochemical Glucose Biosensors" *Chemical Reviews*. **2008**, 108, 2, 814–825

文献[4] 田口尊之, 山岡秀亮, "臨床検査におけるバイオセンサーの応用 グルコースセンサーを例に" *化学と生物*, **2006**, 44 巻 3 号, 192-197

文献[5] Reza Karimi Shervedani, "Electrochemical characterization of directly immobilized glucose oxidase on gold mercaptosuccinic anhydride self-assembled monolayer" *Sensors and Actuators B: Chemical* **2007** 126, 415-423

文献[6] Etab M. Almutairi, Mohamed A. Ghanem, Abdulrahman Al-Warthan, Mohammed Rafi Shaik,

Syed Farooq Adil, Adibah M. Almutairi, "Chemical deposition and exfoliation from liquid crystal template: Nickel/nickel (II) hydroxide nanoflakes electrocatalyst for a non-enzymatic glucose oxidation reaction" *Arabian Journal of Chemistry* **2022**, 15, 103467

文献[7] 武田裕次, 徳島大学修士論文, 2011

文献[8] 三浦裕行, "CellCalc:Windows 上の格子定数計算プログラム" 結晶学会誌, **2003**, 45 巻, 2 号, 145-147

文献[9] 水野渡,塚本吉俊,佐々木克浩,田中裕之,加茂陽子,辻翼,横倉裕久,"セルロースナノファイバーを用いた導電性複合機能材料・シートの開発"富山県工業技術センター研究報告 2016 No.30